

FinnComfort Profilsohle / semelle extérieure

Stand: 04. 2024 / Änderungen vorbehalten / sous réserve de modifications

Eigenschaften / propriétés

- Aus PU gefertigt / semelle en PU
- Einheitsgrösse (Gr. 35 – 50) / taille unique (Pt. 35 – 50)
- Gesamtdicke inkl. Profil 6mm / épaisseur totale incluant le profil 6mm
- Profiltiefe 2mm / épaisseur du profil 2mm
- Erhältlich in schwarz / disponible en noir



FinnComfort Profilsohle / semelle extérieure

Artikelnummer Numéro d'article	Farbe Couleur	Ausführung Version	Einheit Unité
FC.3-9999-050	schwarz noir	PU Profilsohle 6mm semelle extérieure en PU 6mm	PR

FREY
ORTHOPÄDIE-BEDARF

