


3P Rahmenkorsett OP 34 Avant



Indikation

- Vertebrale Kompressionsfrakturen, Osteoporose, Dislokationen.
- Vertebrale Arthritis im mittleren bis unteren BWS und LWS Bereich.

Eigenschaften

- Rigide Orthese, gefertigt aus anodisiertem Duraluminium.
- Ergonomische und farblich gekennzeichnete Verschlüsse.
- Zugriemen an den Verschlüssen.
- Gut verstellbar, Brustbeinpelotte kippbar.

Vorteile

- Fixiert die Wirbelsäule in Hypertension, limitiert die anteriore/ posteriore und laterale Beweglichkeit.
- Einfaches Handling für den Patienten: Ungewolltes Öffnen wird minimiert, indem Farbmarkierungen die korrekte Reihenfolge der zu bedienenden Elemente vorgeben.
- Leicht an die Anatomie des Anwenders anpassbar.

3P Rahmenkorsett OP 34 Avant

Artikelnummer	Grösse	Hüftumfang	Höhe	Einheit
121.003.020	Small	760 - 830 mm	430 - 470 mm	STK
121.003.030	Medium	830 - 940 mm	450 - 500 mm	STK
121.003.050	Large	940 - 1040 mm	480 - 540 mm	STK
121.003.060	X-Large	1040 - 1140 mm	530 - 590 mm	STK

Stand: 03. 2026 / Änderungen vorbehalten

FREY
ORTHOPÄDIE-BEDARF