

Alcantara® regular

Stand: 03. 2026 / Änderungen vorbehalten

Anwendung Rolle

- Perfekte Breite für das Überziehen der Einlagen.

Anwendung Meterware

- Überzugs- und Abdeckmaterial für Einlagen, Orthesen, Verschlussgurte oder für diverse Anwendungen in der Schuhtechnik.

Eigenschaften


- Robustes und abriebfestes Material
- Polyester und auf Polyester basierender Mikrofaservliesstoff
- In diversen Farben erhältlich
- Hochwertige Oberfläche

Verarbeitungshinweise



- Gut abwischbar
- Gut schneid-, schleif- und klebbar
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate.
Art.Nr. 410.000.XXX



Alcantara® regular

Artikelnummer	Farbe		Breite	Länge	Einheit
135.217.1070	beige		110 mm	25 m	RL
135.217.1100	hellbeige		110 mm	25 m	RL
135.217.1470	orange Papaya		110 mm	25 m	RL
135.217.2190	hellblau / porcelain		110 mm	25 m	RL
135.217.3051	nature		110 mm	25 m	RL
135.217.3096	rot		110 mm	25 m	RL
135.217.3410	grau		110 mm	25 m	RL
135.217.5810	steel / mausgrau		110 mm	25 m	RL

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite

Artikelnummer	Farbe		Breite	Länge	Einheit
135.217.6408	royalblau		110 mm	25 m	RL
135.217.7941	dunkelblau		110 mm	25 m	RL
135.217.9300	bordeaux		110 mm	25 m	RL
135.217.9990	schwarz		110 mm	25 m	RL
135.218.1070	beige		ca. 1470 mm		M
135.218.1100	hellbeige		ca. 1470 mm		M
135.218.1470	orange Papaya		ca. 1470 mm		M
135.218.2190	hellblau / porcelain		ca. 1470 mm		M
135.218.3051	nature		ca. 1470 mm		M
135.218.3096	rot		ca. 1470 mm		M
135.218.3410	grau		ca. 1470 mm		M
135.218.5810	steel / mausgrau		ca. 1470 mm		M
135.218.5901	mausgrau		ca. 1470 mm		M
135.218.6408	royalblau		ca. 1470 mm		M
135.218.7941	dunkelblau		ca. 1470 mm		M
135.218.9300	bordeaux		ca. 1470 mm		M
135.218.9990	schwarz		ca. 1470 mm		M



Frey Orthopädie-Bedarf AG | Panoramaweg 35 | 5504 Othmarsingen | Schweiz
T +41 62 887 45 00 | F +41 62 887 45 01 | info@freyortho.ch | www.freyortho.ch