

KEASY Thermoformungskegel

Thermisch verformbarer Weichwand-Innenschaft-Konus



Anwendung

- Zur Herstellung von Weichwand Innenschäften (Soft-Sockets)

Eigenschaften

- Langlebig
- Nahtlos geschäumt
- Gute Polster- und Rückstelleigenschaften
- Zwischen 130 - 170° C thermisch verformbar

Vorteile

- Einfache Verarbeitung, sehr gute Anpassungsmöglichkeiten, nachträglich verformbar
- Die geschlossenzellige Struktur ermöglicht eine einfache hygienische Reinigung

KEASY Thermoformungskegel

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Durchmesser Proximal	Wandstärke	Polsterung distal	Einheit
222.7001.110	US Kinder	305 mm	110 mm	5 mm	8 mm	STK
222.7001.130	US lang und dünn	505 mm	130 mm	6,5 mm	10 mm	STK
222.7001.160	US kurz	400 mm	160 mm	6,5 mm	10 mm	STK
222.7001.170	US Volumenausgleich	420 mm	170 mm	6,5 mm	10 mm	STK
222.7001.180	US lang und dünn	500 mm	180 mm	6,5 mm	15 mm	STK
222.7001.210	OS	500 mm	210 mm	6,5 mm	10 mm	STK

Stand: 03. 2026 / Änderungen vorbehalten

FREY
ORTHOPÄDIE-BEDARF

Frey Orthopädie-Bedarf AG | Panoramaweg 35 | 5504 Othmarsingen | Schweiz
T +41 62 887 45 00 | F +41 62 887 45 01 | order@freyortho.ch | www.freyortho.ch