

Kontaktfärbepapier / papier transfert 451.024.XXXX

Stand: 06.2026 / Änderungen vorbehalten / sous réserve de modifications

Eigenschaften / propriétés

- Grösse / Format : ca. 1600 x 1000 mm
- Einheit: Stück / Bogen / Unité: pièce / feuille




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0001	APP	1600 mm	1000 mm	STK




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0002	BALLS 2	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0003	BRAIDED CARBON	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0004	CARBON	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0005	COLOUR LILAC	1600 mm	1000 mm	STK




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0006	COLOUR PINK	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0007	COLOUR RED	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0008	COLOUR SKIN	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0009	COMIC	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0010	DINOS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0011	DOLPHINS	1600 mm	1000 mm	STK




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0012	FLOWERS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0013	GREEN CAMOUFLAGE	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0014	HEART	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0015	HEARTS & FLOWERS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0016	JEANS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0017	JUNGLE	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0018	LEAVES	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0019	LEOPARD	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0020	NEWSPAPER	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0021	POP SWEETS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0022	PRINTS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0023	SWIRL 2	1600 mm	1000 mm	STK




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0024	VEHICLES	1600 mm	1000 mm	STK




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0025	VINTAGE CARS	1600 mm	1000 mm	STK




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0026	WATER	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0027	YELLOW	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0028	BALLS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0029	BLACK	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0030	BLUE RAY	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0031	BUTTERFLY	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0032	CAMOUFLAGE PINKS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0033	GRAFFITI	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0034	HEARTS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0035	NEW YORK	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0036	POP LIPS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0037	SUPERHEROS	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0038	SWIRL 3	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0039	EGYPT	1600 mm	1000 mm	STK




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0040	BLUE LIGHT	1600 mm	1000 mm	STK



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0041	BROWN	1600 mm	1000 mm	STK




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

Artikelnummer Numéro d'article	Muster / Motif	Breite Largeur	Länge Longueur	Einheit Unité
451.024.0042	SKIN LIGHT	1600 mm	1000 mm	STK

Plattenmaterial und Werkzeug / Matériaux en plaques et outillage

Stand: 06.2026 / Änderungen vorbehalten / sous réserve de modifications



Polyethylen / Polyéthylène LD

Thermoplastisch verformbar bei 150°-165°C, schweisssbar, tiefziehfähig

Thermoplastique, déformable à une température comprise entre 150 °C et 165 °C, soudable, emboutissable

Artikelnummer Numéro d'article	Farbe Couleur	Breite Largeur	Länge Longueur	Dicke Epaisseur	Einheit Unité
451.001.001.030	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	3 mm	PL
451.001.001.040	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
451.001.001.060	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	6 mm	PL
451.001.002.020	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	2 mm	PL
451.001.002.030	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	3 mm	PL
451.001.002.040	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	4 mm	PL
451.001.002.050	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	5 mm	PL
451.001.002.060	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	6 mm	PL

Polyethylen / Polyéthylène HD

Thermoplastisch verformbar bei 170°-185°C, schweisbar, tiefziehfähig

Thermoplastique, déformable à une température comprise entre 170 °C et 185 °C, soudable, emboutissable


Artikelnummer Numéro d'article	Farbe Couleur	Breite Largeur	Länge Longueur	Dicke Epaisseur	Einheit Unité
451.000.001.020	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
451.000.001.030	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	3 mm	PL
451.000.001.040	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
451.000.001.050	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	5 mm	PL
451.000.001.060	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	6 mm	PL
451.000.001.100	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	10 mm	PL
451.000.002.020	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	2 mm	PL
451.000.002.030	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	3 mm	PL
451.000.002.040	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	4 mm	PL
451.000.002.050	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	5 mm	PL
451.000.002.060	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	6 mm	PL
451.000.002.100	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	10 mm	PL
451.014.001.030	schwarz / noir	1000 mm	1000 mm	3 mm	PL
451.014.001.040	schwarz / noir	1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
451.014.001.060	schwarz / noir	1000 mm	1000 mm	6 mm	PL
451.014.001.080	schwarz / noir	1000 mm	1000 mm	8 mm	PL
451.014.001.100	schwarz / noir	1000 mm	1000 mm	10 mm	PL
451.014.002.030	schwarz / noir	1000 mm	2000 mm	3 mm	PL
451.014.002.040	schwarz / noir	1000 mm	2000 mm	4 mm	PL
451.014.002.050	schwarz / noir	1000 mm	2000 mm	5 mm	PL
451.014.002.060	schwarz / noir	1000 mm	2000 mm	6 mm	PL
451.014.002.080	schwarz / noir	1000 mm	2000 mm	8 mm	PL

Polypropylen H

Thermoplastisch verformbar bei 175°-190°C, schweisbar, tiefziehfähig

Thermoplastique, déformable à une température comprise entre 175 °C et 190 °C, soudable, emboutissable

Artikelnummer Numéro d'article	Farbe Couleur	Breite Largeur	Länge Longueur	Dicke Epaisseur	Einheit Unité
451.002.001.020	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
451.002.001.030	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	3 mm	PL
451.002.001.040	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
451.002.001.050	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	5 mm	PL
451.002.001.060	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	6 mm	PL
451.002.002.020	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	2 mm	PL
451.002.002.030	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	3 mm	PL
451.002.002.040	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	4 mm	PL
451.002.002.050	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	5 mm	PL
451.002.002.060	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	6 mm	PL
451.002.015.080	weiss / blanc	1000 mm	1500 mm	8 mm	PL
451.003.002.010	grau / gris	1000 mm	2000 mm	1 mm	PL
451.003.002.020	grau / gris	1000 mm	2000 mm	2 mm	PL



Polypropylen Copolymer / Copolymère de polypropylène

Thermoplastisch verformbar bei 175°-190°C, schweisbar, tiefziehfähig

Thermoplastique, déformable à une température comprise entre 175 °C et 190 °C, soudable, emboutissable

Artikelnummer Numéro d'article	Farbe Couleur	Breite Largeur	Länge Longueur	Dicke Epaisseur	Einheit Unité
451.004.001.030	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	3 mm	PL
451.004.001.040	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
451.004.001.050	weiss / blanc	1000 mm	1000 mm	5 mm	PL
451.004.002.030	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	3 mm	PL
451.004.002.040	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	4 mm	PL
451.004.002.050	weiss / blanc	1000 mm	2000 mm	5 mm	PL



CONEIAK Polierkegel / Cône de polissage

Geeignet für das Schleifen und Polieren von allen gängigen Materialien in der Orthopädie.

Convient au meulage de tous les matériaux thermoplastiques couramment utilisés en orthopédie

1 Slim: Für das Polieren und Schleifen von Innenflächen und engen Radien, pour le ponçage et le polissage des surfaces intérieures et des rayons serrés

2 Tapered: Für kleine und enge Bereiche, pour les espaces réduits et exigus

3 Ball Nose: Für grundlegendes Schleifen und Polieren, pour le ponçage et le polissage

4 Grooved: Für das Schleifen von Radien, pour le ponçage des arrondis

Artikelnummer Numéro d'article	Farbe Couleur	Form Forme	Gewinde Filetage	Einheit Unité
FIL.225440MM	blau / bleu	Slim	M16	STK / PC
FIL.225445	blau / bleu	Slim	5/8»	STK / PC
FIL.225410MM	blau / bleu	Tapered	M16	STK / PC
FIL.225415	blau / bleu	Tapered	5/8»	STK / PC
FIL.225400MM	blau / bleu	Ball Nose	M16	STK / PC
FIL.225405	blau / bleu	Ball Nose	5/8»	STK / PC
FIL.225420MM	grau / gris	Grooved	M16	STK / PC
FIL.225425	grau / gris	Grooved	5/8»	STK / PC



CONEIAK Polierkegelset / Set kit de cônes de polissage

(inklusive Koffer / valise comprise)

Artikelnummer Numéro d'article	Gewinde Filetage	Ausführung Réalisation	Einheit Unité
FIL.225490MM	M16	je 1 Stück 1 pièce de	SET
FIL.225495	5/8»	je 1 Stück 1 pièce de	SET

FREY
ORTHOPÄDIE-BEDARF

Frey Orthopädie-Bedarf AG | Panoramaweg 35 | 5504 Othmarsingen | Schweiz
T +41 62 887 45 00 | F +41 62 887 45 01 | order@freyortho.ch | www.freyortho.ch