

Silicone bi-composant

1 pot de 250 g de pâte silicone A - blanche + 1 pot de 250 g de pâte silicone B - rose

Silicone bi-composant se présentant sous forme de deux pâtes de consistance identique, l'une rose (base), l'autre blanche (catalyseur), qui mélangées entre elles, permettent d'obtenir un produit d'orthoplastie prêt à l'emploi.



30/32 shores

FERME Réf. 0130

Pour tous types d'orthoplasties, particulièrement à visées correctrices.



20/25 shores

SOUPLE Réf. 0131

Pour orthoplasties de protection et de confort.



15/17 shores

SOFT TRAME Réf. 0136

Pour orthoplasties de protection et de confort. Formulé pour l'application sur trame



12/14 shores

SUPER SOUPLE Réf. 0132

Pour orthoplasties interdigitales, problèmes tégumentaires.



8/10 shores

EXTRA SOUPLE Réf. 0142

Pour orthoplasties d'hyperprotection : idéal pour les pieds diabétiques ou rhumatoïdes



NOUVEAU