








Orthopädie Produktkatalog
Orthopädische Spezialschuhe



Inhaltsverzeichnis nach Kategorie

Artikel	Seite	Artikel	Seite
Orthopädische Spezialschuhe			
	Artikelsuche		
	<ul style="list-style-type: none"> • Inhaltsverzeichnis nach Kategorie 3 • Alphabetisches Verzeichnis 46 	Stabilschuhe <ul style="list-style-type: none"> • ORTHOTECH Stabil Klettverschluss 40 • ORTHOTECH Stabil Schnürung 41 • ORTHOTECH Vario Stabil Achillessehnenstiefel 42 • ORTHOTECH Stabil-Safety/S3 44 	
	Orthesen- / Kinderschuhe		
	<ul style="list-style-type: none"> • AS Orthesenschuh 4 • Orthesenschuh BOA® 8 	Therapie- / Prophylaxenschuhe <ul style="list-style-type: none"> • ORTHOTECH Aktiv Control 45 	
	Post-OP / Verbandschuhe		
	<ul style="list-style-type: none"> • DARCO MedSurg 14 • Wound Care Shoe 15 • TERAHEEL Fersenentlastungsschuh 16 • Post Op Schuh 17 • Jupiter Vorfussentlastungsschuh 18 • PULMAN® NEW Leiden & Leiden XTRA 20 • PULMAN® NEW Confort & Confort XTRA 22 • PULMAN® NEW Haarlem & Haarlem XTRA 24 • PULMAN® Remedial XTRA 26 • PULMAN® NEW Laurel & Laurel XTRA 28 • PULMAN® NEW City 30 • Einzelteile zu PULMAN® 32 • ANTO Rückfussentlastungsschuh 34 • GINA Verbandschuh 35 • MAURO Verbandschuh 36 • TALUS II Vorfussentlastungsschuh 37 • REDIAB Behandlungsschuh 38 		



AS Orthesenschuh

AS Orthesenschuh

Modell	Gea	Eos	Playland	Play Cabo
Indikation				
Orthesenträger	•	•	•	•
Prothesenträger	•	•	•	•
Hemiparese	•	•	•	•
Hemiplegie	•	•	•	•
Adipositas	•	•	•	•
Klumpfuss	•	•	•	•
Cerebralparese			•	•
Neurologische Erkrankungen			•	•
Eigenschaften				
Öffnen und Schliessen mit nur einem Drehknopf.	•	•	•	•
Durch die durch den ganzen Schuh verlaufende Schnürung, passt sich der Schuh optimal an den Fuss bzw. die Or- oder Prothese an. Auch für Kinder, sehr einfache Bedienung der Schnürung.	•	•	•	•
Vorteile				
In vielen Fällen wird keine Schuhzurichtung mehr benötigt.	•	•	•	•
Dank dem rückwärtigen, einhändig zu bedienenden Einstieg, ist das An- und Ausziehen des Schuhs für alle Anwender mühelos zu bewerkstelligen.	•	•	•	•
Diverse Modelle für Jungen und Mädchen.			•	•
Modelle mit Drehknopf hinten oder lateral erhältlich.			•	•
Halbschuhe und Sandalen sind einhändig An- und Ausziehen.			•	•
Dank der guten Weiten- und Grössenadaption können Unpaare weitgehendst vermieden werden.			•	•



AS Orthesenschuh



Klassischer Damenschuh Gea



Klassischer Damenschuh Eos

AS Orthesenschuhe

Auslaufmodell						
Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
310.005.35	schwarz	Gea	Damen Verschluss hinten Leder	35	PR	•
310.005.36	schwarz	Gea	Damen Verschluss hinten Leder	36	PR	•
310.005.37	schwarz	Gea	Damen Verschluss hinten Leder	37	PR	•
310.005.39	schwarz	Gea	Damen Verschluss hinten Leder	39	PR	•
310.005.41	schwarz	Gea	Damen Verschluss hinten Leder	41	PR	•
310.007.35	schwarz	Eos	Damen Verschluss hinten Leder	35	PR	•
310.007.36	schwarz	Eos	Damen Verschluss hinten Leder	36	PR	•
310.007.37	schwarz	Eos	Damen Verschluss hinten Leder	37	PR	•
310.007.38	schwarz	Eos	Damen Verschluss hinten Leder	38	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite



AS Orthesenschuh



Playland blau



Play Cabo GO grau/blau

Auslaufmodell						
Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
310.012.24	blau	Playland	Kind Verschluss seitlich	24	PR	•
310.012.25	blau	Playland	Kind Verschluss seitlich	25	PR	•
310.012.26	blau	Playland	Kind Verschluss seitlich	26	PR	•
310.012.28	blau	Playland	Kind Verschluss seitlich	28	PR	•
310.012.31	blau	Playland	Kind Verschluss seitlich	31	PR	•
310.012.35	blau	Playland	Kind Verschluss seitlich	35	PR	•
310.012.40	blau	Playland	Kind Verschluss seitlich	40	PR	•
310.013.32	grau/blau	Play Cabo	Kind Verschluss seitlich	32	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite



AS Orthesenschuh



Play Cabo rosa



Play Cabo Sandale rosa

Auslaufmodell						
Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
310.014.34	rosa	Play Cabo	Kind Verschluss seitlich	34	PR	•
310.016.24	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	24	PR	•
310.016.25	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	25	PR	•
310.016.28	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	28	PR	•
310.016.29	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	29	PR	•
310.016.30	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	30	PR	•
310.016.31	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	31	PR	•
310.016.32	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	32	PR	•
310.016.33	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	33	PR	•
310.016.36	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	36	PR	•
310.016.37	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	37	PR	•
310.016.38	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	38	PR	•
310.016.39	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	39	PR	•
310.016.40	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	40	PR	•
310.016.41	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	41	PR	•
310.016.42	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	42	PR	•
310.016.43	rosa	Play Cabo Sandale	Kind Verschluss seitlich	43	PR	•



Orthesenschuh BOA®

Orthesenschuh BOA®

Modell	TAORMINA	PISA	MODENA	MILANO	ROMA
Indikation					
Orthesenträger	•	•	•	•	•
Prothesenträger	•	•	•	•	•
Hemiparese	•	•	•	•	•
Hemiplegie	•	•	•	•	•
Adipositas	•	•	•	•	•
Klumpfuss	•	•	•	•	•
Cerebralparese					
Neurologische Erkrankungen					
Eigenschaften					
Öffnen und Schliessen mit nur einem Drehknopf.	•	•	•	•	•
Durch die durch den ganzen Schuh verlaufende Schnürung, passt sich der Schuh optimal an den Fuss bzw. die Or- oder Prothese an.	•	•	•	•	•
Auch für Kinder, sehr einfache Bedienung der Schnürung.					
Vorteile					
In vielen Fällen wird keine Schuhzurichtung mehr benötigt.	•	•	•		•
Dank dem rückwärtigen, einhändig zu bedienenden Einstieg, ist das An- und Ausziehen des Schuhs für alle Anwender mühelos zu bewerkstelligen.	•	•	•		•
Diverse Modelle für Jungen und Mädchen.	•	•	•		•
Modelle mit Drehknopf hinten oder lateral erhältlich.	•	•	•		•
Halbschuhe und Sandalen sind einhändig An- und Ausziehen.	•	•	•		•
Dank der guten Weiten- und Grössenadaption können Unpaare weitgehendst vermieden werden.	•	•	•		•



Orthesenschuh BOA®



Knabenschuh TAORMINA

BOA® Orthesenschuh

Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
310.000.20	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	20	PR	•
310.000.21	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	21	PR	•
310.000.22	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	22	PR	•
310.000.23	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	23	PR	•
310.000.24	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	24	PR	•
310.000.25	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	25	PR	•
310.000.26	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	26	PR	•
310.000.27	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	27	PR	•
310.000.28	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	28	PR	•
310.000.29	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	29	PR	•
310.000.30	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	30	PR	•
310.000.31	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	31	PR	•
310.000.32	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	32	PR	•
310.000.33	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	33	PR	•
310.000.34	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	34	PR	•
310.000.35	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	35	PR	•
310.000.36	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	36	PR	•
310.000.37	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	37	PR	•
310.000.38	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	38	PR	•
310.000.39	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	39	PR	•
310.000.40	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	40	PR	•
310.000.41	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	41	PR	•
310.000.42	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	42	PR	•
310.000.43	grau	TAORMINA	Knaben Verschluss hinten	43	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite



Orthesenschuh BOA®



Knabenschuh PISA

Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuh- grösse	Einheit	Lagerartikel
310.001.20	blau	PISA	Knaben Verschluss hinten	20	PR	•
310.001.21	blau	PISA	Knaben Verschluss hinten	21	PR	•
310.001.22	blau	PISA	Knaben Verschluss hinten	22	PR	•
310.001.23	blau	PISA	Knaben Verschluss hinten	23	PR	•
310.001.24	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	24	PR	•
310.001.25	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	25	PR	•
310.001.26	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	26	PR	•
310.001.27	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	27	PR	•
310.001.28	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	28	PR	•
310.001.29	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	29	PR	•
310.001.30	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	30	PR	•
310.001.31	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	31	PR	•
310.001.32	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	32	PR	•
310.001.33	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	33	PR	•
310.001.34	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	34	PR	•
310.001.35	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	35	PR	•
310.001.36	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	36	PR	•
310.001.37	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	37	PR	•
310.001.38	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	38	PR	•
310.001.39	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	39	PR	•
310.001.40	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	40	PR	•
310.001.41	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	41	PR	•
310.001.42	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	42	PR	•
310.001.43	blau	PISA	Knaben Verschluss seitlich	43	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite



Orthesenschuh BOA®



Mädchenschuh MODENA

Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuh- grösse	Einheit	Lagerartikel
310.002.20	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	20	PR	•
310.002.21	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	21	PR	•
310.002.22	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	22	PR	•
310.002.23	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	23	PR	•
310.002.24	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	24	PR	•
310.002.25	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	25	PR	•
310.002.26	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	26	PR	•
310.002.27	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	27	PR	•
310.002.28	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	28	PR	•
310.002.29	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	29	PR	•
310.002.30	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	30	PR	•
310.002.31	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	31	PR	•
310.002.32	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	32	PR	•
310.002.33	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	33	PR	•
310.002.34	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	34	PR	•
310.002.35	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	35	PR	•
310.002.36	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	36	PR	•
310.002.37	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	37	PR	•
310.002.38	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	38	PR	•
310.002.39	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	39	PR	•
310.002.40	rot/weiss	MODENA	Mädchen Verschluss hinten	40	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite





Orthesenschuh BOA®



Mädchenschuh MILANO

Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuh- grösse	Einheit	Lagerartikel
310.003.24	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	24	PR	•
310.003.25	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	25	PR	•
310.003.26	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	26	PR	•
310.003.27	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	27	PR	•
310.003.28	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	28	PR	•
310.003.29	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	29	PR	•
310.003.30	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	30	PR	•
310.003.31	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	31	PR	•
310.003.32	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	32	PR	•
310.003.33	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	33	PR	•
310.003.34	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	34	PR	•
310.003.35	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	35	PR	•
310.003.36	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	36	PR	•
310.003.37	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	37	PR	•
310.003.38	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	38	PR	•
310.003.39	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	39	PR	•
310.003.40	rot	MILANO	Mädchen Verschluss seitlich	40	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite



Orthesenschuh BOA®



Unisexschuh ROMA

Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuh- grösse	Einheit	Lagerartikel
310.009.24	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	24	PR	auf Anfrage
310.009.25	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	25	PR	auf Anfrage
310.009.26	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	26	PR	auf Anfrage
310.009.27	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	27	PR	auf Anfrage
310.009.28	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	28	PR	auf Anfrage
310.009.29	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	29	PR	auf Anfrage
310.009.30	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	30	PR	auf Anfrage
310.009.31	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	31	PR	auf Anfrage
310.009.32	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	32	PR	auf Anfrage
310.009.33	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	33	PR	auf Anfrage
310.009.34	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	34	PR	auf Anfrage
310.009.35	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	35	PR	auf Anfrage
310.009.36	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	36	PR	auf Anfrage
310.009.37	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	37	PR	auf Anfrage
310.009.38	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	38	PR	auf Anfrage
310.009.39	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	39	PR	auf Anfrage
310.009.40	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	40	PR	auf Anfrage
310.009.41	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	41	PR	auf Anfrage
310.009.42	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	42	PR	auf Anfrage
310.009.43	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	43	PR	auf Anfrage
310.009.44	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	44	PR	auf Anfrage
310.009.45	schwarz	ROMA	Unisex Verschluss hinten	45	PR	auf Anfrage



DARCO MedSurg

Anwendung

- Postoperativ zur Stabilität und Entlastung
- Stoss- und Druckentlastung nach Operationen
- Tragen von sehr umfangreichen Verbänden möglich

Eigenschaften

- Obermaterial aus atmungsaktivem Polyester
- Patentgeschützte Sohlenversteifung
- Das Sohlenprofil erleichtert den Abrollvorgang
- Weiche, austauschbare Innensohle
- Grosses Volumen
- Beidseitig tragbar
- Klettverschlüsse

Zubehör

- Zehenkappe optional erhältlich



Zehenkappe

DARCO MedSurg

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausführung	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
320.022.S	Universal	schwarz	Damen	Small	34 - 36.5	STK	•
320.022.M	Universal	schwarz	Damen	Medium	37 - 38.5	STK	•
320.022.L	Universal	schwarz	Damen	Large	39 - 41	STK	•
320.024.S	Universal	schwarz	Herren	Small	39 - 41	STK	•
320.024.M	Universal	schwarz	Herren	Medium	41.5 - 43	STK	•
320.024.L	Universal	schwarz	Herren	Large	43.5 - 45	STK	•
320.024.XL	Universal	schwarz	Herren	X-Large	45.5 - 47	STK	•

Zehenkappe zu DARCO MedSurg

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausführung	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
320.023.S	Universal	schwarz	Damen	Small	34 - 36.5	STK	•
320.023.M	Universal	schwarz	Damen	Medium	37 - 38.5	STK	•
320.023.L	Universal	schwarz	Damen	Large	39 - 41	STK	•
320.025.S	Universal	schwarz	Herren	Small	39 - 41	STK	•
320.025.M	Universal	schwarz	Herren	Medium	41.5 - 43	STK	•
320.025.L	Universal	schwarz	Herren	Large	43.5 - 45	STK	•
320.025.XL	Universal	schwarz	Herren	X-Large	45.5 - 47	STK	•



Wound Care Shoe

Langzeitverbandschuh mit versteifter Laufsohle

Anwendung

- Bei Behandlung des diabetischen Fussyndroms
- Zur Abheilung offener Wunden, Ulcera und Geschwüren
- Zur gezielten Druckentlastung
- In der postoperativen Phase nach Zehen- und / oder Vorfussoperationen
- Langzeitverbandschuh für Diabetiker
- Voluminöse Verbände

Eigenschaften

- Individuellen Anpassung zur gezielten Drückentlastung am Fuss
- Abrollsohle gewährleistet ein physiologisch korrektes Gangbild
- 4 Sohlen-System mit unterschiedlichen Shore- Härten
- Markierstift und Skalpell liegt für die schnelle Zurichtung bei
- Weiches Innenfutter aus Plastazote
- Weit zu öffnen für leichten Einstieg und einfaches Wechseln der Innensohlen
- Klettverschlüsse ermöglichen eine variable Weitenregulierung

Reinigungshinweise

- Der Schuh kann bei leichter Verschmutzung mit einem feuchten Tuch abgewischt oder mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Bitte gebrauchen Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Die mitgelieferten Sohlen können mit lauwarmem Wasser und Seife oder handelsüblichen Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Wound Care Shoe

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
320.026.XS	schwarz	Langzeitverband- schuh Leder	X-Small	35 - 36	PR	•
320.026.S	schwarz	Langzeitverband- schuh Leder	Small	37 - 38	PR	•
320.026.S/M	schwarz	Langzeitverband- schuh Leder	Small/Medium	39 - 40	PR	•
320.026.M	schwarz	Langzeitverband- schuh Leder	Medium	41 - 42	PR	•
320.026.L	schwarz	Langzeitverband- schuh Leder	Large	43 - 44	PR	•
320.026.XL	schwarz	Langzeitverband- schuh Leder	X-Large	45 - 46	PR	•
320.026.XXL	schwarz	Langzeitverband- schuh Leder	XX-Large	47 - 48	PR	•





TERAHEEL Fersenentlastungsschuh



Anwendung

- Traumatische Ereignisse im Fersenbereich
- Postoperative Versorgungen
- Plantare Druckulcera im Fersenbereich
- Dekubitus Patienten
- Rasche Mobilisation

Eigenschaft

- Gepolstertes Schaftmaterial
- Fersenbereich ausgeschnitten
- Fersenschutz entfernbar
- Auswechselbare, entlastende PU Weicheinlage
- Halbsteife Laufsohle
- Eingebaute Abrollhilfe
- Sichere, breite Auftrittsfläche
- Gute Stabilität, Laufsohle seitlich hochgezogen
- Grosses Innenvolumen
- Beidseitig tragbar
- Klettverschluss
- Von Hand waschbar bis max. 30° C

TERAHEEL Fersenentlastungsschuh

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
POD.PO400.S	schwarz	Textil	Small	35 - 37	STK	•
POD.PO400.M	schwarz	Textil	Medium	38 - 40	STK	•
POD.PO400.L	schwarz	Textil	Large	41 - 43	STK	•
POD.PO400.XL	schwarz	Textil	X-Large	44 - 46	STK	•



Post Op Schuh



Anwendung

- Gehgips
- Hallux Valgus
- Zehenfraktur
- offene Wunde
- ödematöser Fuss
- geriatrischer Fuss

Eigenschaft

- feste Hinterkappe, weiche Innensohle
- Schlaufenklettverschluss
- Im vorderen Bereich verstärkt
- Sohle mit Abrollrampe für natürlichen Gang
- Grosses Volumen
- Beidseitig tragbar
- Strukturiertes Sohlenprofil

Post Op Schuh

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
320.000.020	Universal	schwarz	Damen Textil	Small	STK	•
320.000.030	Universal	schwarz	Damen Textil	Medium	STK	•
320.000.050	Universal	schwarz	Damen Textil	Large	STK	•
320.001.020	Universal	schwarz	Herren Textil	Small	STK	•
320.001.030	Universal	schwarz	Herren Textil	Medium	STK	•
320.001.050	Universal	schwarz	Herren Textil	Large	STK	•
320.001.060	Universal	schwarz	Herren Textil	X-Large	STK	•





Jupiter Vorfussentlastungsschuh



Anwendung

- Körpergewicht <120 kg

Eigenschaft

- Textil

Jupiter Vorfussentlastungsschuh

Artikelnummer	Seite	Farbe	Grösse	Schuh- grösse	Länge Fussplatte	Breite	Einheit	Lager- artikel
STR.205R1/XS	Universal	schwarz	X-Small	31 - 33	ca. 220 mm	ca. 87 mm	STK	•
STR.205R1/S	Universal	schwarz	Small	34 - 36	ca. 240 mm	ca. 91.5 mm	STK	•
STR.205R1/M	Universal	schwarz	Medium	37 - 39	ca. 260 mm	ca. 96 mm	STK	•
STR.205R1/L	Universal	schwarz	Large	40 - 42	ca. 280 mm	ca. 100.5 mm	STK	•
STR.205R1/XL	Universal	schwarz	X-Large	43 - 45	ca. 300 mm	ca. 105 mm	STK	•
STR.205R1/XXL	Universal	schwarz	XX-Large	46 - 48	ca. 320 mm	ca. 109.5 mm	STK	•
STR.205R1/XXXL	Universal	schwarz	XXX-Large	49 - 50	ca. 340 mm	ca. 115 mm	STK	auf Anfrage



Jupiter Vorfussentlastungsschuh



Vorfussschutzkappe mit Klett Textil



Polstersohle Velour

Einzelteile zu Jupiter Vorfussentlastungsschuh

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Dicke	Einheit	Lagerartikel
STR.205R10/XS	schwarz	Vorfussschutzkappe mit Klett	X-Small		STK	auf Anfrage
STR.205R10/S	schwarz	Vorfussschutzkappe mit Klett	Small		STK	auf Anfrage
STR.205R10/M	schwarz	Vorfussschutzkappe mit Klett	Medium		STK	auf Anfrage
STR.205R10/L	schwarz	Vorfussschutzkappe mit Klett	Large		STK	auf Anfrage
STR.205R10/XL	schwarz	Vorfussschutzkappe mit Klett	X-Large		STK	auf Anfrage
STR.205R10/XXL	schwarz	Vorfussschutzkappe mit Klett	XX-Large		STK	auf Anfrage
STR.205R10/XXXL	schwarz	Vorfussschutzkappe mit Klett	XXX-Large		STK	auf Anfrage
STR.205R12/XS	schwarz	Polstersohle Velour	X-Small	8 mm	STK	auf Anfrage
STR.205R12/S	schwarz	Polstersohle Velour	Small	8 mm	STK	auf Anfrage
STR.205R12/M	schwarz	Polstersohle Velour	Medium	8 mm	STK	auf Anfrage
STR.205R12/L	schwarz	Polstersohle Velour	Large	8 mm	STK	auf Anfrage
STR.205R12/XL	schwarz	Polstersohle Velour	X-Large	8 mm	STK	auf Anfrage
STR.205R12/XXL	schwarz	Polstersohle Velour	XX-Large	8 mm	STK	auf Anfrage
STR.205R12/XXXL	schwarz	Polstersohle Velour	XXX-Large	8 mm	STK	auf Anfrage



PULMAN® NEW Leiden & Leiden XTRA

Anwendung

- Haut: Hornhaut, Hühneraugen, Warzen, Schorfbildung
- Gefässe: Frostbeulen, Erfrierungen, Varizen, Geschwüre, Angiome, Entzündungen
- Deformationen der Zehen und der Mittelfussknochen, Hallux Valgus
- Zehen: eingewachsene Nägel, Klauennagel
- Akute Polyarthritis
- Hemiplegie
- Diabetes
- Arthrose
- Druckempfindliche Füße
- Pflege- und Hausbereich

Eigenschaft

- Normale Form
- Stabile Fersenkappe
- Optimaler Einstieg durch total aufklappbaren Schuh
- Einzelne Elemente sind an jede Fussform anpassbar
- Vorfussbereich bietet grosszügige Spitzenhöhe
- Rutschfeste, leichte und anpassungsfähige Laufsohle für ein sicheres Gehen
- Abgerundete Kanten der Laufsohle reduzieren die Stolpergefahr
- Herausnehmbare Innensohle, bei Bedarf gegen eine orthopädische Einlage austauschbar
- Sanitized behandelt zum langanhaltenden antibakteriellen Schutz
- Hand- oder Maschinenwäsche bei 40°C
- Lufttrocknung vorzugsweise auf der mitgelieferten Polystyrol Form

Zubehör

- Ersatz-Einlegesohlen NEW Leiden Art. 320.001
- Ersatz-Einlegesohlen Leiden XTRA Art. 320.002



PULMAN® NEW Leiden & Leiden XTRA

PULMAN® NEW Leiden

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.007.35	blau	normal mit Fersenkappe	35	PR	•
PUL.320.007.36	blau	normal mit Fersenkappe	36	PR	•
PUL.320.007.37	blau	normal mit Fersenkappe	37	PR	•
PUL.320.007.38	blau	normal mit Fersenkappe	38	PR	•
PUL.320.007.39	blau	normal mit Fersenkappe	39	PR	•
PUL.320.007.40	blau	normal mit Fersenkappe	40	PR	•
PUL.320.007.41	blau	normal mit Fersenkappe	41	PR	•
PUL.320.007.42	blau	normal mit Fersenkappe	42	PR	•
PUL.320.007.43	blau	normal mit Fersenkappe	43	PR	•
PUL.320.007.44	blau	normal mit Fersenkappe	44	PR	•
PUL.320.007.45	blau	normal mit Fersenkappe	45	PR	•
PUL.320.007.46	blau	normal mit Fersenkappe	46	PR	•
PUL.320.007.47	blau	normal mit Fersenkappe	47	PR	•
PUL.320.007.48	blau	normal mit Fersenkappe	48	PR	•

PULMAN® Leiden XTRA

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.008.35	schwarz	breit mit Fersenkappe	35	PR	•
PUL.320.008.36	schwarz	breit mit Fersenkappe	36	PR	•
PUL.320.008.37	schwarz	breit mit Fersenkappe	37	PR	•
PUL.320.008.38	schwarz	breit mit Fersenkappe	38	PR	•
PUL.320.008.39	schwarz	breit mit Fersenkappe	39	PR	•
PUL.320.008.40	schwarz	breit mit Fersenkappe	40	PR	•
PUL.320.008.41	schwarz	breit mit Fersenkappe	41	PR	•
PUL.320.008.42	schwarz	breit mit Fersenkappe	42	PR	•
PUL.320.008.43	schwarz	breit mit Fersenkappe	43	PR	•
PUL.320.008.44	schwarz	breit mit Fersenkappe	44	PR	•
PUL.320.008.45	schwarz	breit mit Fersenkappe	45	PR	•
PUL.320.008.46	schwarz	breit mit Fersenkappe	46	PR	•
PUL.320.008.47	schwarz	breit mit Fersenkappe	47	PR	•
PUL.320.008.48	schwarz	breit mit Fersenkappe	48	PR	•





PULMAN® NEW Confort & Confort XTRA

Anwendung

- Sehr voluminöse Verbände
- Haut: Hornhaut, Hühneraugen, Warzen, Schorfbildung
- Gefässe: Frostbeulen, Erfrierungen, Varizen, Geschwüre, Angiome, Entzündungen
- Deformationen und Fehlstellungen der Zehen und der Mittelfussknochen, Hallux Valgus
- Post-traumatische, interzelluläre oder lymphatische Ödeme
- Zehen: eingewachsene Nägel, Klauennagel
- Spitzfuss
- Akute Polyarthritis
- Hemiplegie
- Diabetes
- Arthrose
- Druckempfindliche Füße
- Pflege- und Hausbereich

Eigenschaft

- Knöchelhoher Schaft
- Fersenreissverschluss
- Optimaler Einstieg durch total aufklappbaren Schuh
- Einzelne Elemente sind an jede Fussform anpassbar
- Vorfussbereich bietet grosszügige Spitzenhöhe
- Rutschfeste, leichte und anpassungsfähige Laufsohle für ein sicheres Gehen
- Abgerundete Kanten der Laufsohle reduzieren die Stolpergefahr
- Herausnehmbare Innensohle, bei Bedarf gegen eine orthopädische Einlage austauschbar
- Sanitized behandelt zum langanhaltenden antibakteriellen Schutz
- Hand- oder Maschinenwäsche bei 40°C
- Lufttrocknung vorzugsweise auf der mitgelieferten Polystyrol Form

Zubehör

- Ersatz-Einlegesohlen NEW Confort Art. 320.001
- Ersatz-Einlegesohlen Confort XTRA Art. 320.002



PULMAN® NEW Confort & Confort XTRA

PULMAN® NEW Confort

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.009.35	blau	normal mit Fersenreissverschluss	35	PR	•
PUL.320.009.36	blau	normal mit Fersenreissverschluss	36	PR	•
PUL.320.009.37	blau	normal mit Fersenreissverschluss	37	PR	•
PUL.320.009.38	blau	normal mit Fersenreissverschluss	38	PR	•
PUL.320.009.39	blau	normal mit Fersenreissverschluss	39	PR	•
PUL.320.009.40	blau	normal mit Fersenreissverschluss	40	PR	•
PUL.320.009.41	blau	normal mit Fersenreissverschluss	41	PR	•
PUL.320.009.42	blau	normal mit Fersenreissverschluss	42	PR	•
PUL.320.009.43	blau	normal mit Fersenreissverschluss	43	PR	•
PUL.320.009.44	blau	normal mit Fersenreissverschluss	44	PR	•
PUL.320.009.45	blau	normal mit Fersenreissverschluss	45	PR	•
PUL.320.009.46	blau	normal mit Fersenreissverschluss	46	PR	•
PUL.320.009.47	blau	normal mit Fersenreissverschluss	47	PR	•
PUL.320.009.48	blau	normal mit Fersenreissverschluss	48	PR	•

PULMAN® Confort XTRA

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.010.35	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	35	PR	•
PUL.320.010.36	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	36	PR	•
PUL.320.010.37	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	37	PR	•
PUL.320.010.38	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	38	PR	•
PUL.320.010.39	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	39	PR	•
PUL.320.010.40	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	40	PR	•
PUL.320.010.41	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	41	PR	•
PUL.320.010.42	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	42	PR	•
PUL.320.010.43	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	43	PR	•
PUL.320.010.44	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	44	PR	•
PUL.320.010.45	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	45	PR	•
PUL.320.010.46	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	46	PR	•
PUL.320.010.47	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	47	PR	•
PUL.320.010.48	schwarz	breit mit Fersenreissverschluss	48	PR	•





PULMAN® NEW Haarlem & Haarlem XTRA

Anwendung

- Haut: Hornhaut, Hühneraugen, Warzen, Schorfbildung
- Gefässe: Frostbeulen, Erfrierungen, Varizen, Geschwüre, Angiome, Entzündungen
- Deformationen und Fehlstellungen der Zehen und der Mittelfussknochen, Hallux Valgus
- Zehen: eingewachsene Nägel, Klauennagel
- Spitzfuss
- Akute Polyarthritis
- Hemiplegie
- Diabetes
- Arthrose
- Druckempfindliche Füße
- Pflege- und Hausbereich

Eigenschaft

- Normale Form
- Knöchelhoher Schaft
- Stabile Fersenkappe
- Optimaler Einstieg durch total aufklappbaren Schuh
- Einzelne Elemente sind an jede Fussform anpassbar
- Vorfussbereich bietet grosszügige Spitzenhöhe
- Rutschfeste, leichte und anpassungsfähige Laufsohle für ein sicheres Gehen
- Abgerundete Kanten der Laufsohle reduzieren die Stolpergefahr
- Herausnehmbare Innensohle, bei Bedarf gegen eine orthopädische Einlage austauschbar
- Sanitized behandelt zum langanhaltenden antibakteriellen Schutz
- Hand- oder Maschinenwäsche bei 40°C
- Lufttrocknung vorzugsweise auf der mitgelieferten Polystyrol Form

Zubehör

- Ersatz-Einlegesohlen NEW Haarlem Art. 320.001
- Ersatz-Einlegesohlen Haarlem XTRA Art. 320.002



PULMAN® NEW Haarlem & Haarlem XTRA

PULMAN® NEW Haarlem

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.005.35	blau	normal mit Fersenkappe	35	PR	•
PUL.320.005.36	blau	normal mit Fersenkappe	36	PR	•
PUL.320.005.37	blau	normal mit Fersenkappe	37	PR	•
PUL.320.005.38	blau	normal mit Fersenkappe	38	PR	•
PUL.320.005.39	blau	normal mit Fersenkappe	39	PR	•
PUL.320.005.40	blau	normal mit Fersenkappe	40	PR	•
PUL.320.005.41	blau	normal mit Fersenkappe	41	PR	•
PUL.320.005.42	blau	normal mit Fersenkappe	42	PR	•
PUL.320.005.43	blau	normal mit Fersenkappe	43	PR	•
PUL.320.005.44	blau	normal mit Fersenkappe	44	PR	•
PUL.320.005.45	blau	normal mit Fersenkappe	45	PR	•
PUL.320.005.46	blau	normal mit Fersenkappe	46	PR	•
PUL.320.005.47	blau	normal mit Fersenkappe	47	PR	•
PUL.320.005.48	blau	normal mit Fersenkappe	48	PR	•

PULMAN® Haarlem XTRA

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.006.35	schwarz	breit mit Fersenkappe	35	PR	•
PUL.320.006.36	schwarz	breit mit Fersenkappe	36	PR	•
PUL.320.006.37	schwarz	breit mit Fersenkappe	37	PR	•
PUL.320.006.38	schwarz	breit mit Fersenkappe	38	PR	•
PUL.320.006.39	schwarz	breit mit Fersenkappe	39	PR	•
PUL.320.006.40	schwarz	breit mit Fersenkappe	40	PR	•
PUL.320.006.41	schwarz	breit mit Fersenkappe	41	PR	•
PUL.320.006.42	schwarz	breit mit Fersenkappe	42	PR	•
PUL.320.006.43	schwarz	breit mit Fersenkappe	43	PR	•
PUL.320.006.44	schwarz	breit mit Fersenkappe	44	PR	•
PUL.320.006.45	schwarz	breit mit Fersenkappe	45	PR	•
PUL.320.006.46	schwarz	breit mit Fersenkappe	46	PR	•
PUL.320.006.47	schwarz	breit mit Fersenkappe	47	PR	•
PUL.320.006.48	schwarz	breit mit Fersenkappe	48	PR	•



PULMAN® Remedial XTRA

Anwendung

- Sehr voluminöse Verbände
- Deformationen und Fehlstellungen, Hallux Valgus
- Nach Korrekturen von Fuss- und Zehenfehlstellungen
- Post-traumatische, interzelluläre oder lymphatische Ödeme
- Elephantiasis
- Rheuma
- Diabetes
- Prothesen
- Gipsverbände
- Pflege- und Hausbereich

Eigenschaft

- Breite Form
- Stabile Fersenkappe
- Optimaler Einstieg durch total aufklappbaren Schuh
- Einzelne Elemente sind an jede Fussform anpassbar
- Rutschfeste, leichte und anpassungsfähige Laufsohle für ein sicheres Gehen
- Abgerundete Kanten der Laufsohle reduzieren die Stolpergefahr
- Herausnehmbare Innensohle, bei Bedarf gegen eine orthopädische Einlage austauschbar
- Sanitized behandelt zum langanhaltenden antibakteriellen Schutz
- Hand- oder Maschinenwäsche bei 40°C möglich
- Lufttrocknung vorzugsweise auf der mitgelieferten Polystyrol Form

Zubehör

- Ersatz-Einlegesohlen Remedial XTRA vorne offen Art. 320.002
- Ersatz-Einlegesohlen Remedial XTRA vorne geschlossen Art. 320.002



vorne offen



vorne geschlossen



PULMAN® Remedial XTRA

PULMAN® Remedial XTRA

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.014.35	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	35	PR	•
PUL.320.014.36	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	36	PR	•
PUL.320.014.37	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	37	PR	•
PUL.320.014.38	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	38	PR	•
PUL.320.014.39	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	39	PR	•
PUL.320.014.40	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	40	PR	•
PUL.320.014.41	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	41	PR	•
PUL.320.014.42	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	42	PR	•
PUL.320.014.43	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	43	PR	•
PUL.320.014.44	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	44	PR	•
PUL.320.014.45	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	45	PR	•
PUL.320.014.46	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	46	PR	•
PUL.320.014.47	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	47	PR	•
PUL.320.014.48	schwarz	breit mit Fersenkappe/vorne offen	48	PR	•
PUL.320.015.35	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	35	PR	•
PUL.320.015.36	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	36	PR	•
PUL.320.015.37	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	37	PR	•
PUL.320.015.38	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	38	PR	•
PUL.320.015.39	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	39	PR	•
PUL.320.015.40	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	40	PR	•
PUL.320.015.41	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	41	PR	•
PUL.320.015.42	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	42	PR	•
PUL.320.015.43	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	43	PR	•
PUL.320.015.44	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	44	PR	•
PUL.320.015.45	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	45	PR	•
PUL.320.015.46	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	46	PR	•
PUL.320.015.47	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	47	PR	•
PUL.320.015.48	schwarz	breit mit Fersenkappe/ vorne geschlossen	48	PR	•



PULMAN® NEW Laurel & Laurel XTRA

Anwendung

- Haut: Hornhaut, Hühneraugen, Warzen, Schorfbildung
- Gefässe: Frostbeulen, Erfrierungen, Varizen, Geschwüre, Angiome, Entzündungen
- Deformationen und Fehlstellungen der Zehen und der Mittelfussknochen, Hallux Valgus
- Zehen: eingewachsene Nägel, Klauennagel
- Akute Polyarthritis
- Hemiplegie
- Diabetes
- Arthrose
- Druckempfindliche Füße
- Pflege- und Hausbereich

Eigenschaft

- Normale Form
- Stabile Fersenkappe
- Optimaler Einstieg durch total aufklappbaren Schuh
- Einzelne Elemente sind an jede Fussform anpassbar
- Rutschfeste, leichte und anpassungsfähige Laufsohle für ein sicheres Gehen
- Abgerundete Kanten der Laufsohle reduzieren die Stolpergefahr
- Herausnehmbare Innensohle, bei Bedarf gegen eine orthopädische Einlage austauschbar
- Sanitized behandelt zum langanhaltenden antibakteriellen Schutz
- Hand- oder Maschinenwäsche bei 40°C
- Lufttrocknung vorzugsweise auf der mitgelieferten Polystyrol Form

Zubehör

- Ersatz-Einlegesohlen NEW Laurel Art. 320.003
- Ersatz-Einlegesohlen Laurel XTRA Art. 320.004



PULMAN® NEW Laurel & Laurel XTRA

PULMAN® NEW Laurel

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.018.35	blau	normal mit Fersenkappe	35	PR	•
PUL.320.018.36	blau	normal mit Fersenkappe	36	PR	•
PUL.320.018.37	blau	normal mit Fersenkappe	37	PR	•
PUL.320.018.38	blau	normal mit Fersenkappe	38	PR	•
PUL.320.018.39	blau	normal mit Fersenkappe	39	PR	•
PUL.320.018.40	blau	normal mit Fersenkappe	40	PR	•
PUL.320.018.41	blau	normal mit Fersenkappe	41	PR	•
PUL.320.018.42	blau	normal mit Fersenkappe	42	PR	•
PUL.320.018.43	blau	normal mit Fersenkappe	43	PR	•
PUL.320.018.44	blau	normal mit Fersenkappe	44	PR	•
PUL.320.018.45	blau	normal mit Fersenkappe	45	PR	•
PUL.320.018.46	blau	normal mit Fersenkappe	46	PR	•
PUL.320.018.47	blau	normal mit Fersenkappe	47	PR	•
PUL.320.018.48	blau	normal mit Fersenkappe	48	PR	•

PULMAN® Laurel XTRA

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.019.35	schwarz	breit mit Fersenkappe	35	PR	•
PUL.320.019.36	schwarz	breit mit Fersenkappe	36	PR	•
PUL.320.019.37	schwarz	breit mit Fersenkappe	37	PR	•
PUL.320.019.38	schwarz	breit mit Fersenkappe	38	PR	•
PUL.320.019.39	schwarz	breit mit Fersenkappe	39	PR	•
PUL.320.019.40	schwarz	breit mit Fersenkappe	40	PR	•
PUL.320.019.41	schwarz	breit mit Fersenkappe	41	PR	•
PUL.320.019.42	schwarz	breit mit Fersenkappe	42	PR	•
PUL.320.019.43	schwarz	breit mit Fersenkappe	43	PR	•
PUL.320.019.44	schwarz	breit mit Fersenkappe	44	PR	•
PUL.320.019.45	schwarz	breit mit Fersenkappe	45	PR	•
PUL.320.019.46	schwarz	breit mit Fersenkappe	46	PR	•
PUL.320.019.47	schwarz	breit mit Fersenkappe	47	PR	•
PUL.320.019.48	schwarz	breit mit Fersenkappe	48	PR	•



PULMAN® NEW City

Anwendung

- Haut: Hornhaut, Hühneraugen, Warzen, Schorfbildung
- Gefässe: Frostbeulen, Erfrierungen, Varizen, Geschwüre, Angiome, Entzündungen
- Deformationen der Zehen und der Mittelfussknochen, Hallux Valgus
- Zehen: eingewachsene Nägel, Klauennagel
- Akute Polyarthritis
- Hemiplegie
- Diabetes
- Arthrose
- Druckempfindliche Füße
- Pflege- und Hausbereich

Eigenschaft

- Normale Form
- Fersenreissverschluss
- Optimaler Einstieg durch total aufklappbaren Schuh
- Einzelne Elemente sind an jede Fussform anpassbar
- Vorfussbereich bietet grosszügige Spitzenhöhe
- Rutschfeste, leichte und anpassungsfähige Laufsohle für ein sicheres Gehen
- Abgerundete Kanten der Laufsohle reduzieren die Stolpergefahr
- Herausnehmbare Innensohle, bei Bedarf gegen eine orthopädische Einlage austauschbar
- Sanitized behandelt zum langanhaltenden antibakteriellen Schutz
- Hand- oder Maschinenwäsche bei 40°C
- Lufttrocknung vorzugsweise auf der mitgelieferten Polystyrol Form

Zubehör

- Ersatz-Einlegesohlen Art. 320.001



PULMAN® NEW City

PULMAN® NEW City

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.011.35	blau	normal mit Fersenreissverschluss	35	PR	•
PUL.320.011.36	blau	normal mit Fersenreissverschluss	36	PR	•
PUL.320.011.37	blau	normal mit Fersenreissverschluss	37	PR	•
PUL.320.011.38	blau	normal mit Fersenreissverschluss	38	PR	•
PUL.320.011.39	blau	normal mit Fersenreissverschluss	39	PR	•
PUL.320.011.40	blau	normal mit Fersenreissverschluss	40	PR	•
PUL.320.011.41	blau	normal mit Fersenreissverschluss	41	PR	•
PUL.320.011.42	blau	normal mit Fersenreissverschluss	42	PR	•
PUL.320.011.43	blau	normal mit Fersenreissverschluss	43	PR	•
PUL.320.011.44	blau	normal mit Fersenreissverschluss	44	PR	•
PUL.320.011.45	blau	normal mit Fersenreissverschluss	45	PR	•
PUL.320.011.46	blau	normal mit Fersenreissverschluss	46	PR	•
PUL.320.011.47	blau	normal mit Fersenreissverschluss	47	PR	•
PUL.320.011.48	blau	normal mit Fersenreissverschluss	48	PR	•



Einzelteile zu PULMAN®



Einzelteile zu geschlossenem PULMAN®

Artikelnummer	Ausführung	Dicke	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.001.35	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	35	PR	•
PUL.320.001.36	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	36	PR	•
PUL.320.001.37	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	37	PR	•
PUL.320.001.38	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	38	PR	•
PUL.320.001.39	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	39	PR	•
PUL.320.001.40	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	40	PR	•
PUL.320.001.41	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	41	PR	•
PUL.320.001.42	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	42	PR	•
PUL.320.001.43	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	43	PR	•
PUL.320.001.44	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	44	PR	•
PUL.320.001.45	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	45	PR	•
PUL.320.001.46	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	46	PR	•
PUL.320.001.47	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	47	PR	•
PUL.320.001.48	Einlegesohle NEW dünn	4 mm	48	PR	•
PUL.320.002.35	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	35	PR	•
PUL.320.002.36	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	36	PR	•
PUL.320.002.37	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	37	PR	•
PUL.320.002.38	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	38	PR	•
PUL.320.002.39	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	39	PR	•
PUL.320.002.40	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	40	PR	•
PUL.320.002.41	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	41	PR	•
PUL.320.002.42	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	42	PR	•
PUL.320.002.43	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	43	PR	•
PUL.320.002.44	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	44	PR	•
PUL.320.002.45	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	45	PR	•
PUL.320.002.46	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	46	PR	•
PUL.320.002.47	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	47	PR	•
PUL.320.002.48	Einlegesohle XTRA dünn	4 mm	48	PR	•



Einzelteile zu PULMAN®

Einzelteile zu offenem PULMAN®

Artikelnummer	Ausführung	Dicke	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
PUL.320.003.35	Einlegesohle NEW dick	8 mm	35	PR	•
PUL.320.003.36	Einlegesohle NEW dick	8 mm	36	PR	•
PUL.320.003.37	Einlegesohle NEW dick	8 mm	37	PR	•
PUL.320.003.38	Einlegesohle NEW dick	8 mm	38	PR	•
PUL.320.003.39	Einlegesohle NEW dick	8 mm	39	PR	•
PUL.320.003.40	Einlegesohle NEW dick	8 mm	40	PR	•
PUL.320.003.41	Einlegesohle NEW dick	8 mm	41	PR	•
PUL.320.003.42	Einlegesohle NEW dick	8 mm	42	PR	•
PUL.320.003.43	Einlegesohle NEW dick	8 mm	43	PR	•
PUL.320.003.44	Einlegesohle NEW dick	8 mm	44	PR	•
PUL.320.003.45	Einlegesohle NEW dick	8 mm	45	PR	•
PUL.320.003.46	Einlegesohle NEW dick	8 mm	46	PR	•
PUL.320.003.47	Einlegesohle NEW dick	8 mm	47	PR	•
PUL.320.003.48	Einlegesohle NEW dick	8 mm	48	PR	•
PUL.320.004.35	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	35	PR	•
PUL.320.004.36	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	36	PR	•
PUL.320.004.37	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	37	PR	•
PUL.320.004.38	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	38	PR	•
PUL.320.004.39	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	39	PR	•
PUL.320.004.40	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	40	PR	•
PUL.320.004.41	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	41	PR	•
PUL.320.004.42	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	42	PR	•
PUL.320.004.43	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	43	PR	•
PUL.320.004.44	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	44	PR	•
PUL.320.004.45	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	45	PR	•
PUL.320.004.46	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	46	PR	•
PUL.320.004.47	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	47	PR	•
PUL.320.004.48	Einlegesohle XTRA dick	8 mm	48	PR	•



ANTO Rückfussentlastungsschuh



Anwendung

- Postoperativ zur Druckentlastung im Rückfuss
- Akute Läsion
- Osteitis im Fersenbereich
- Neuropathischer Plantarulkus im Rückfuss
- Ruhigstellung des Fusses
- Voluminöse Verbände, usw.

Eigenschaft

- Sehr leichte Bauweise mit steifer Abrollsohle
- Rückfussbereich ausgeschnitten
- Beidseitig tragbar
- Vorfusskappe wird Serienmässig mitgeliefert
- Weiches Schaftmaterial
- Sichere, breite Auftrittsfläche
- Sohle leicht zu bearbeiten
- Einlegen einer Polstereinlage möglich
- Vorfusskappe abnehmbar
- Klettverschluss
- Von Hand waschbar bis max. 30° C

Zubehör

- Ersatz Vorfusskappe Art. 150900

ANTO Rückfussentlastungsschuh

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
RAT.150200.35/36	blau	Textil	35 - 36	STK	•
RAT.150200.37/38	blau	Textil	37 - 38	STK	•
RAT.150200.39/40	blau	Textil	39 - 40	STK	•
RAT.150200.41/42	blau	Textil	41 - 42	STK	•
RAT.150200.43/44	blau	Textil	43 - 44	STK	•
RAT.150200.45/46	blau	Textil	45 - 46	STK	•
RAT.150200.47/48	blau	Textil	47 - 48	STK	•
RAT.150200.49/50	blau	Textil	49 - 50	STK	•



GINA Verbandschuh



Anwendung

- Postoperative Versorgung
- Schutz für verbundene Füsse
- Medikationen von Geschwüren
- Rehabilitation zum Gehen
- Rheumatische Arthritis

Eigenschaft

- Sehr leichter Schuh
- Vollständige Anpassbarkeit
- Schuhspitze angehoben
- Abgeschrägte Ferse zur besseren Abrollung
- Halbsteife Sohle
- Leicht anzuziehen
- Beidseitig tragbar
- Klettverschluss
- Von Hand waschbar bis max. 30° C

GINA Verbandschuh

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
RAT.150500.35	blau	Textil	35	STK	•
RAT.150500.36	blau	Textil	36	STK	•
RAT.150500.37	blau	Textil	37	STK	•
RAT.150500.38	blau	Textil	38	STK	•
RAT.150500.39	blau	Textil	39	STK	•
RAT.150500.40	blau	Textil	40	STK	•
RAT.150500.41	blau	Textil	41	STK	•
RAT.150500.42	blau	Textil	42	STK	•
RAT.150500.43	blau	Textil	43	STK	•
RAT.150500.44	blau	Textil	44	STK	•
RAT.150500.45	blau	Textil	45	STK	•
RAT.150500.46	blau	Textil	46	STK	•





MAURO Verbandschuh

Anwendung

- Postoperative Versorgung im gesamten Vorfussbereich
- Plantare Ulcera
- Voluminöse Verbände, usw.

Eigenschaft

- Sehr leichte Bauweise mit steifer Abrollsohle
- Beidseitig tragbar
- Weiches Schaftmaterial
- Sichere, breite Auftrittsfläche
- Sohle leicht zu bearbeiten
- Vorfusskappe abnehmbar
- Stabile Fersenkappe
- Klettverschluss
- Von Hand waschbar bis max. 30° C

Zubehör

- Vorfusskappe optional erhältlich

MAURO Verbandschuh

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgröße	Einheit	Lagerartikel
RAT.150100.35/36	blau	Textil	35 - 36	STK	•
RAT.150100.37/38	blau	Textil	37 - 38	STK	•
RAT.150100.39/40	blau	Textil	39 - 40	STK	•
RAT.150100.41/42	blau	Textil	41 - 42	STK	•
RAT.150100.43/44	blau	Textil	43 - 44	STK	•
RAT.150100.45/46	blau	Textil	45 - 46	STK	•
RAT.150100.47/48	blau	Textil	47 - 48	STK	•
RAT.150100.49/50	blau	Textil	49 - 50	STK	•



TALUS II Vorfussentlastungsschuh

Anwendung

- Postoperative Versorgung bei Mittel- und Vorfusseingriffen
- Vorfussfrakturen
- Frühzeitiges Gehen nach Operationen

Eigenschaft

- Keilsohle entlastet den Vorfuss
- Der Kreislauf wird angeregt und die Mobilität beschleunigt
- Beidseitig tragbar
- Weiches Schaftmaterial
- Stabile Fersenkappe
- Sehr geringes Gewicht
- Klettverschluss
- Einlegen einer Polstereinlage möglich
- An der eingepprägten Markierung kann die Sohle gekürzt werden (Das Sohlenfutter wird über die Schnittfläche gezogen)
- Von Hand waschbar bis max. 30° C

Zubehör

- Vorfusskappe optional erhältlich

TALUS II Vorfussentlastungsschuh

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgröße	Einheit	Lagerartikel
RAT.150000.35/36	blau	Textil	35 - 36	STK	•
RAT.150000.37/38	blau	Textil	37 - 38	STK	•
RAT.150000.39/40	blau	Textil	39 - 40	STK	•
RAT.150000.41/42	blau	Textil	41 - 42	STK	•
RAT.150000.43/44	blau	Textil	43 - 44	STK	•
RAT.150000.45/46	blau	Textil	45 - 46	STK	•
RAT.150000.47/48	blau	Textil	47 - 48	STK	•
RAT.150000.49/50	blau	Textil	49 - 50	STK	•

Einzelteile zu TALUS II Vorfussentlastungsschuh

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgröße	Einheit	Lagerartikel
RAT.150900.35/36	blau	Vorfusskappe Textil	35 - 36	STK	•
RAT.150900.37/38	blau	Vorfusskappe Textil	37 - 38	STK	•
RAT.150900.39/40	blau	Vorfusskappe Textil	39 - 40	STK	•
RAT.150900.41/42	blau	Vorfusskappe Textil	41 - 42	STK	•
RAT.150900.43/44	blau	Vorfusskappe Textil	43 - 44	STK	•
RAT.150900.45/46	blau	Vorfusskappe Textil	45 - 46	STK	•
RAT.150900.47/48	blau	Vorfusskappe Textil	47 - 48	STK	•
RAT.150900.49/50	blau	Vorfusskappe Textil	49 - 50	STK	•



Vorfusskappe



REDIAB Behandlungsschuh

Anwendung

- Postoperative Versorgung nach Hallux Valgus oder Zehenkorrekturen
- Schwere Fussdeformation
- Wunden im Sohlenbereich
- Gelenkschmerzen im Fussbereich
- Traumatische Ereignisse
- Rasche Mobilisierung

Eigenschaft

- Versteifte Laufsohle mit Abrollhilfe
- Weiches, atmungsaktives Obermaterial
- Sehr grosses Innenvolumen
- Sichere Fixierung des Rück- und Mittelfusses
- Zurichtbare, rutschfeste Laufsohle
- Stabile Fersenkappe
- Breite Klettverschlüsse
- Paarweise

Zubehör

- Vorfusskappe optional erhältlich

REDIAB Behandlungsschuh

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
RAT.150300.35	schwarz	Synthetisch/Textil	35	PR	•
RAT.150300.36	schwarz	Synthetisch/Textil	36	PR	•
RAT.150300.37	schwarz	Synthetisch/Textil	37	PR	•
RAT.150300.38	schwarz	Synthetisch/Textil	38	PR	•
RAT.150300.39	schwarz	Synthetisch/Textil	39	PR	•
RAT.150300.40	schwarz	Synthetisch/Textil	40	PR	•
RAT.150300.41	schwarz	Synthetisch/Textil	41	PR	•
RAT.150300.42	schwarz	Synthetisch/Textil	42	PR	•
RAT.150300.43	schwarz	Synthetisch/Textil	43	PR	•
RAT.150300.44	schwarz	Synthetisch/Textil	44	PR	•
RAT.150300.45	schwarz	Synthetisch/Textil	45	PR	•
RAT.150300.46	schwarz	Synthetisch/Textil	46	PR	•
RAT.150300.47	schwarz	Synthetisch/Textil	47	PR	•
RAT.150300.48	schwarz	Synthetisch/Textil	48	PR	•
RAT.150300.49	schwarz	Synthetisch/Textil	49	PR	•
RAT.150300.50	schwarz	Synthetisch/Textil	50	PR	•



Vorfusskappe



REDIAB Behandlungsschuh

Einzelteile zu REDIAB Behandlungsschuh

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
RAT.150310.35	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	35	STK	auf Anfrage
RAT.150310.36	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	36	STK	auf Anfrage
RAT.150310.37	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	37	STK	auf Anfrage
RAT.150310.38	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	38	STK	•
RAT.150310.39	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	39	STK	•
RAT.150310.40	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	40	STK	•
RAT.150310.41	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	41	STK	•
RAT.150310.42	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	42	STK	•
RAT.150310.43	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	43	STK	•
RAT.150310.44	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	44	STK	•
RAT.150310.45	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	45	STK	•
RAT.150310.46	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	46	STK	•
RAT.150310.47	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	47	STK	auf Anfrage
RAT.150310.48	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	48	STK	auf Anfrage
RAT.150310.49	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	49	STK	auf Anfrage
RAT.150310.50	grau	Vorfusskappe Textil/Mesh	50	STK	auf Anfrage



ORTHOTECH Stabil Klettverschluss



Stabilität für eine erfolgreiche Therapie

Indikation

- Behandlung und Nachbehandlung operativ und konservativ zu versorgender Kapsel- Bandläsionen des Sprunggelenks
- Bestimmte knöcherner Verletzungen des Sprunggelenks und des Fusses wie z.B. Stessfrakturen
- Sprunggelenkdistorsionen
- Sprunggelenksarthrose
- Wackelsteifheit
- Ruhigstellung im Bereich von Fusswurzel und Mittelfuss
- Gelenkschonung im Vorfussbereich
- Zur Vorbeugung bei Patienten, die gehäuft Sprunggelenkverletzungen aufweisen

Vorteile

- Supinationskontrolle
- Gesicherte Freigabe der natürlichen Fussfunktion
- Deutlich verringertes Thromboserisiko
- Pronationskontrolle
- Komfortabler Einstieg
- Tragekomfort und individuelle Anpassung
- Zirkuläre Fixierung am distalen Unterschenkel sowie Stabilisierung
- Symmetrisches Gangbild durch beidseitige Versorgung
- Frühere Belastung möglich
- Keine Krücken oder voluminöse Verbände
- Verkürzte Arbeitsunfähigkeit
- In 2 Weiten erhältlich, H und L

ORTHOTECH Stabil Klettverschluss

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Weite	Einheit	Lagerartikel
ORT.71 752.03	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	3	H	PR	•
ORT.71 752.04	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	4	H	PR	•
ORT.71 752.05	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	5	H	PR	•
ORT.71 752.06	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	6	H	PR	•
ORT.71 752.07	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	7	H	PR	•
ORT.71 752.08	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	8	H	PR	•
ORT.71 752.09	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	9	H	PR	•
ORT.71 752.10	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	10	H	PR	•
ORT.71 752.11	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	11	H	PR	•
ORT.71 752.12	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	12	H	PR	•
ORT.71 752.13	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	13	H	PR	•
ORT.71 752.14	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	14	H	PR	•



ORTHOTECH Stabil Schnürung



Stabilität für eine erfolgreiche Therapie

Indikation

- Behandlung und Nachbehandlung operativ und konservativ zu versorgender Kapsel- Bandläsionen des Sprunggelenks
- Bestimmte knöcherner Verletzungen des Sprunggelenks und des Fusses wie z.B. Stessfrakturen
- Sprunggelenkdistorsionen
- Sprunggelenksarthrose
- Wackelsteifheit
- Ruhigstellung im Bereich von Fusswurzel und Mittelfuss
- Gelenkschonung im Vorfussbereich
- Zur Vorbeugung bei Patienten, die gehäuft Sprunggelenkverletzungen aufweisen

Vorteile

- Supinationskontrolle
- Gesicherte Freigabe der natürlichen Fussfunktion
- Deutlich verringertes Thromboserisiko
- Pronationskontrolle
- Komfortabler Einstieg
- Tragekomfort und individuelle Anpassung
- Zirkuläre Fixierung am distalen Unterschenkel sowie Stabilisierung
- Symmetrisches Gangbild durch beidseitige Versorgung
- Frühere Belastung möglich
- Keine Krücken oder voluminöse Verbände
- Verkürzte Arbeitsunfähigkeit
- In 2 Weiten erhältlich, H und L

ORTHOTECH Stabil Schnürung

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Weite	Einheit	Lagerartikel
ORT.71 751.03	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	3	H	PR	•
ORT.71 751.04	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	4	H	PR	•
ORT.71 751.05	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	5	H	PR	•
ORT.71 751.06	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	6	H	PR	•
ORT.71 751.07	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	7	H	PR	•
ORT.71 751.08	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	8	H	PR	•
ORT.71 751.09	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	9	H	PR	•
ORT.71 751.10	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	10	H	PR	•
ORT.71 751.11	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	11	H	PR	•
ORT.71 751.12	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	12	H	PR	•
ORT.71 751.13	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	13	H	PR	•
ORT.71 751.14	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik	14	H	PR	•





ORTHOTECH Vario Stabil Achillessehnenstiefel

Für einen optimalen Therapieerfolg (inklusive Ausgleichsschuh)

Indikation

- Frühfunktionelle Therapie der Achillessehnenruptur nach operativer und konservative Behandlung
- Stabilitätshilfe bei Belastungsinsuffizienzen und Bewegungsschmerzen im Bereich von Unterschenkel und Rückfuss im Sinne eines flexiblen Arthrodesensstiefels
- Nachversorgung von Frakturen und Arthrodesen im Bereich zwischen Fusswurzel und distalem Unterschenkel
- Ausgleich muskulärer Funktionsschwächen (Lähmungen) im Bereich von Unterschenkel und Fuss
- inklusive Ausgleichsschuh
- Inklusive Fersenkeile für eine Versorgung von 130° – 100° Spitzfussstellung
- PU Schalensohle mit Fersenpolster

Vorteile

- Frühere Belastung möglich
- Verkürzte Arbeitsunfähigkeit
- Keine Krücken oder voluminöse Verbände
- Für Körperhygiene zugänglich
- Abrollunterstützung durch Fersen-Absatzrolle
- Fersenpolster
- In 2 Weiten erhältlich, H und L

Zubehör

- Ersatz Fersenkeile Art. 31 774



Fersenkeile inklusive



ORTHOTECH Vario Stabil Achillessehnenstiefel

ORTHOTECH Vario Stabil Achillessehnenstiefel

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Weite	Einheit	Lagerartikel
ORT.31 698.03	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	3	H	PR	•
ORT.31 698.04	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	4	H	PR	•
ORT.31 698.05	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	5	H	PR	•
ORT.31 698.06	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	6	H	PR	•
ORT.31 698.07	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	7	H	PR	•
ORT.31 698.08	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	8	H	PR	•
ORT.31 698.09	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	9	H	PR	•
ORT.31 698.10	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	10	H	PR	•
ORT.31 698.11	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	11	H	PR	•
ORT.31 698.12	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	12	H	PR	•
ORT.31 698.13	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	13	H	PR	•
ORT.31 698.14	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik links hoch	14	H	PR	•
ORT.31 696.03	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	3	H	PR	•
ORT.31 696.04	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	4	H	PR	•
ORT.31 696.05	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	5	H	PR	•
ORT.31 696.06	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	6	H	PR	•
ORT.31 696.07	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	7	H	PR	•
ORT.31 696.08	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	8	H	PR	•
ORT.31 696.09	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	9	H	PR	•
ORT.31 696.10	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	10	H	PR	•
ORT.31 696.11	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	11	H	PR	•
ORT.31 696.12	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	12	H	PR	•
ORT.31 696.13	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	13	H	PR	•
ORT.31 696.14	schwarz	Mikrofaser in Lederoptik rechts hoch	14	H	PR	•





ORTHOTECH Stabil-Safety / S3

Sicherheitsschuhe

Indikation

- Behandlung und Nachbehandlung von Sprunggelenksverletzungen
- Ruhigstellung im Bereich von Fusswurzel und Mittelfuss
- Gelenkschonung im Vorfussbereich
- Sprunggelenksarthrose

Vorteile

- Aluminium Schutzkappe
- Durchtrittsichere Textilbrandsohle
- Antistatik-Einlagen
- Mikrofaser-Hightech-Material
- Abrollunterstützung durch Fersen- Absatzrolle
- Individuelle Schuhzurichtung möglich
- Verkürzte Arbeitsunfähigkeit
- 2-Weitensystem durch mitgelieferte Einlegesohlen



ORTHOTECH Stabil-Safety / S3

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
ORT.71 770.38	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	38	PR	auf Anfrage
ORT.71 770.39	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	39	PR	auf Anfrage
ORT.71 770.40	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	40	PR	•
ORT.71 770.41	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	41	PR	•
ORT.71 770.42	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	42	PR	•
ORT.71 770.43	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	43	PR	•
ORT.71 770.44	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	44	PR	•
ORT.71 770.45	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	45	PR	•
ORT.71 770.46	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	46	PR	•
ORT.71 770.47	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	47	PR	•
ORT.71 770.48	schwarz	S3 Alu-Schutzkappe knöchelhoch	48	PR	•



ORTHOTECH Aktiv Control

Der funktionelle Halbschuh für den täglichen Einsatz

Anwendung

- Funktioneller Halbschuh für die aktive Freizeit, für zu Hause, Büro und Praxis
- Steh und Gehberufe
- Therapie & Reha Massnahmen (z.B. nach Hüftoperationen)
- Körperliches Wohlbefinden durch perfekten Sitz, Unterstützung der natürlichen Abrollbewegung sowie optimale Dämpfung
- Täglicher Einsatz zur Prophylaxe und Therapie



Vorteile

- Gewährleistet hohe Standsicherheit
- Optimal für Schuhzurichtungen
- Einlagengerechtes Leistenvolumen
- PU- Sohle
- Plane Brandsohle
- Sichere Sohlengeometrie
- Rückfuss und Ferse extra gedämpft (Pufferabsatz)
- Sohlen- und Absatzrolle für kontrollierte Abrollbewegung
- 2-Weitensystem durch mitgelieferte Einlegesohlen

ORTHOTECH Aktiv Control Klettverschluss

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
ORT.21 010.03	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	3	PR	•
ORT.21 010.04	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	4	PR	•
ORT.21 010.05	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	5	PR	•
ORT.21 010.06	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	6	PR	•
ORT.21 010.07	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	7	PR	•
ORT.21 010.08	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	8	PR	•
ORT.21 010.09	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	9	PR	•
ORT.21 010.10	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	10	PR	•
ORT.21 010.11	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	11	PR	•
ORT.21 010.13	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	13	PR	•
ORT.21 010.14	schwarz	Halbschuh Mikrofaser in Lederoptik	14	PR	•



Alphabetisches Verzeichnis

Artikel	Seite	Artikel	Seite
Orthopädische Spezialschuhe			
A			
• ANTO Rückfussentlastungsschuh	34	• Post Op Schuh	17
• AS Orthesenschuh	4	• PULMAN® NEW City	30
D			
• DARCO MedSurg	14	• PULMAN® NEW Confort & Confort XTRA	22
E			
• Einzelteile zu PULMAN®	32	• PULMAN® NEW Haarlem & Haarlem XTRA	24
G			
• GINA Verbandschuh	35	• PULMAN® NEW Laurel & Laurel XTRA	28
J			
• Jupiter Vorfussentlastungsschuh	18	• PULMAN® NEW Leiden & Leiden XTRA	20
M			
• MAURO Verbandschuh	36	• PULMAN® Remedial XTRA	26
O			
• Orthesenschuh BOA®	8	R	
• ORTHOTECH Aktiv Control	45	• REDIAB Behandlungsschuh	38
• ORTHOTECH Stabil Klettverschluss	40	T	
• ORTHOTECH Stabil-Safety / S3	44	• TALUS II Vorfussentlastungsschuh	37
• ORTHOTECH Stabil Schnürung	41	• TERAHEEL Fersenentlastungsschuh	16
• ORTHOTECH Vario Stabil Achillessehnenstiefel	42	W	
		• Wound Care Shoe	15