

ORTHOTECH®



**DA STECKT
MEHR DRIN!**

UNSERE THERAPIESCHUHE
JETZT AUCH MIT DEUTLICH
MEHR VOLUMEN.

WEGWEISENDE THERAPIEKONZEPTE

DIE ORTHOTECH PRODUKTE IM ÜBERBLICK

+ Informationen Lager Schweiz

Nur in ganzen Grössen erhältlich



ORTHOTECH – WEGWEISENDE THERAPIEKONZEPTE

Von kleinen Anfängen zum kompletten therapeutischen Schuhprogramm

Die ORTHOTECH GmbH ist eine Beratungs- und Vertriebsfirma für orthopädischen Bedarf.

Aus kleinen Anfängen heraus entwickelte sich ein Unternehmen, das vom funktionellen Therapieschuh bis hin zum orthopädisch zurichtbaren Sicherheitsschuh ein komplettes Schuhprogramm bietet.

Ergänzt wird das Sortiment durch unser spezielles Programm von Einlagenrohlingen.

Die entwickelten Produkte sind das Ergebnis einer optimalen Zusammenarbeit der ORTHOTECH GmbH mit Orthopäden, Sportmedizinern, Biomechanikern und Orthopädienschuhtechnikern. Diesen Kontakten und unserer jahrelangen Erfahrung verdanken wir unsere Kompetenz.

ORTHOTECH HISTORIE

Die wichtigsten Daten im Überblick

1983

- * Gründung der ORTHOTECH GmbH mit Sitz in Gauting/München

1984

- * adimed Programm von adidas
- * Erste Entwicklung des Stabilschuhs für Sprunggelenksverletzungen durch adidas und ORTHOTECH

1985

- * Starke Promotion der Idee der frühfunktionellen Therapie und Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen

1986-1990

- * Entwicklung des Stabil I und Stabil II
- * Konzeption des Reha Stabil für Anwendungen bei Lähmungszuständen
- * Entwicklung des ORTHOTECH Sporteinlagenrohlings
- * Versorgung von Spitzensportlern
- * Aufnahme der Schuhe ins Hilfsmittelverzeichnis

1990-2000

- * Entwicklung des Vario Stabil für Achillessehnenverletzungen
- * Entwicklung des Stabil neu für Bänder- und Sprunggelenksverletzungen
- * CE Kennzeichnung als Medizinprodukte
- * TÜV-Produktionsstätten-Zertifikat
- * Starke Präsenz auf den wichtigsten Messen und Kongressen für Orthopäden, Chirurgen, Sportmediziner und orthopädiotechnische Handwerker

ab 2000

- * Konzeption und Vertrieb der Aktivschuhe für Sport und Freizeit in Zusammenarbeit mit Puma

ab 2005

- * Eigenvertrieb aller Produkte

2010

- * Überarbeitung und technische Optimierung der gesamten Produktpalette mit zahlreichen innovativen Details

2011

- * Produkteinführung der Arbeitssicherheitsschuhe S3 Stabil-Safety und Safety-Control

2014

- * Produkteinführung der Stabil-Sandale

2016

- * Produkteinführung Diabetes Präventionsschuh Aktiv-Plus

2019

- * Einführung vom zusätzlichen Leistenmaß L bei Therapieschuhen

ORTHOTECH PRODUKTION

Made in Germany – Garantie für gleichbleibende Qualität und Kundenzufriedenheit

Entgegen dem Trend in vielen Branchen setzen wir ausschließlich auf den Standort Deutschland. Auch wir könnten im Ausland billiger produzieren. Aber dort erhalten wir nicht die zuverlässige Qualität, die wir dem Handel bieten wollen. Diese gleichbleibend hohe Qualität garantieren uns unsere Partner in Deutschland. Zudem können die deutschen Firmen wesentlich flexibler auf Änderungswünsche in der Produktentwicklung und Fertigung reagieren.

UNSER PARTNER

ADOLF WERNER GMBH

Die Produktion unseres gesamten Schuhprogramms findet bei unserem Partner Adolf Werner GmbH in Schwarzenbach/Saale statt. Jahrzehntelange Erfahrung, sorgfältig ausgewählte Materialien und hochwertige Verarbeitung gewährleisten beste Passform und unbeschwertes Tragekomfort.






THERAPIESCHUHE



ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

ATMUNGSAKTIV DANK POROMAX®

Ab sofort verwenden wir für unsere ORTHOTECH Therapieschuhe Poromax®. Dieses leichte und flexible High-Tech-Material ist wasserabweisend und dabei trotzdem saugfähig und atmungsaktiv. Seine technischen Eigenschaften machen es darüberhinaus antibakteriell und antimikrobiell.




ORTHOTECH INDIVIDUELL Ihr persönlicher Therapieschuh

Unseren ORTHOTECH Stabil Therapieschuh erhalten Sie auf Wunsch auch in drei weiteren Farben.

KONDITIONEN

- * Sie wählen Ihre Wunschfarbe, wir produzieren Ihren persönlichen Schuh
- * 2 Wochen Lieferzeit



PFLEGEHINWEIS

Widrige Witterungsverhältnisse wie Matsch und Regen sind für unsere Schuhe kein Problem – die richtige Pflege vorausgesetzt. Wischen Sie Ihre ORTHOTECH Schuhe einfach regelmäßig mit einem feuchten Tuch und warmen Wasser ab. Verwenden Sie keine Schuhcreme, diese zerstört die Funktion!



THERAPIESCHUHE

Das überlegene Therapiekonzept zur frühfunktionellen Therapie

Frühfunktionelle Behandlungsmaßnahmen, insbesondere bei Verletzungen am Fuß und Unterschenkel, haben sich in den letzten Jahren durchgesetzt. Sie tragen erfolgreich zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Verkürzung der Rehabilitationszeit bei.

Durch die alternative frühfunktionelle Behandlung mit unseren Therapieschuhen sind limitierte, sicher geführte und stabilisierte Bewegungen und Belastungen möglich.

Wir haben das Therapieschuh-Konzept stets erweitert und perfektioniert. Durch die Entwicklung und Produktion der Therapieschuhe sind wir Pioniere und Wegbereiter im Bereich der frühfunktionellen Behandlungsmethode.

VORTEILE

Vorteile der frühfunktionellen Behandlung mit den ORTHOTECH Therapieschuhen:

SCHNELLERE HEILUNG

- * Frühere Belastung möglich
- * Verkürzte Arbeitsunfähigkeit

MEHR KOMFORT

- * Keine Krücken oder voluminösen Verbände
- * Für Körperhygiene zugänglich
- * Abrollunterstützung durch Fersen-Absatzrolle
- * Fersenpolster
- * In zwei Weiten lieferbar, H und L

Überlegene Therapie gegenüber:

GIPS

- * Reduzierte Thrombosebehandlung
- * Wundbehandlung möglich
- * Keine Mehrfachbehandlung nötig

ORTHESEN UND BANDAGEN

- * Bessere Rotationsstabilität

HARTPLASTIKVERBÄNDEN

- * Erhalt der Gangsymmetrie und Körperstatik
- * Mehr Mobilität

ORTHOTECH VARIO-STABIL

UNSER VARIO-STABIL
(SCHWARZ)
JETZT AUCH MIT
MEHR VOLUMEN

Für einen optimalen Therapieerfolg

Dieser Therapieschuh ist speziell für die frühfunktionelle Therapie nach einer operativen und/oder konservativen Behandlung einer Achillessehnenruptur geeignet.

INDIKATION

- * Frühfunktionelle Therapie der Achillessehnenruptur nach operativer und konservativer Behandlung
 - * Stabilitätshilfe bei Belastungsinsuffizienzen und Bewegungsschmerzen im Bereich von Unterschenkel und Rückfuß im Sinne eines flexiblen Arthrodesenstiefels
 - * Nachversorgung von Frakturen und Arthrodesen im Bereich zwischen Fußwurzel und distalem Unterschenkel
 - * Ausgleich muskulärer Funktionsschwächen (Lähmungen) im Bereich von Unterschenkel und Fuß
- * Inklusive Fersenkeile für eine Versorgung von 130 bis 100 Grad Spitzfußstellung
 - * PU Schalensohle mit Fersenpolster

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Vario-Stabil-Therapieschuhe, bei Achillessehnenruptur Fersenerhöhung beidseits beachten!
Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.1000

1 Paar ORTHOTECH Vario-Stabil-Arthrodesenstiefel, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.1000

Vario-Stabil / Weiß-Grau



Vario-Stabil / Schwarz



Lager
Schweiz

ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	WEITE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
31.774	Vario-Innenkeil, 3cm, ein Paar	Weiß		3 – 14 Lager Schweiz
31.676	Vario-Stabil Achillessehnenstiefel (hoher Schaft rechts, inklusive Ausgleichschuh für links)	Weiß-Grau	H	3 – 14
31.678	Vario-Stabil Achillessehnenstiefel (hoher Schaft links, inklusive Ausgleichschuh für rechts)	Weiß-Grau	H	3 – 14
31.696	Vario-Stabil Achillessehnenstiefel (hoher Schaft rechts, inklusive Ausgleichschuh für links)	Schwarz	H	3 – 14 Lager Schweiz
31.696 L	Vario-Stabil Achillessehnenstiefel, mehr Volumen (hoher Schaft rechts, inklusive Ausgleichschuh für links)	Schwarz	L	3 – 14 Lager Schweiz
31.698	Vario-Stabil Achillessehnenstiefel (hoher Schaft links, inklusive Ausgleichschuh für rechts)	Schwarz	H	3 – 14 Lager Schweiz
31.698 L	Vario-Stabil Achillessehnenstiefel, mehr Volumen (hoher Schaft links, inklusive Ausgleichschuh für rechts)	Schwarz	L	3 – 14 Lager Schweiz

Der ORTHOTECH Vario-Stabil Therapieschuh ist auch als Arthrodesenstiefel erhältlich.

ORTHOTECH VARIO-STABIL / WEIß-GRAU
Weite H



ORTHOTECH VARIO-STABIL / SCHWARZ
Weite H und L



Lager
Schweiz

ORTHOTECH STABIL

UNSER STABIL
(SCHWARZ)
JETZT AUCH MIT
MEHR VOLUMEN!

Stabilität für eine erfolgreiche Therapie

Unser Therapieschuh sorgt für Stabilität, fördert den Heilungsprozess und erzielt einen raschen Therapieerfolg.

INDIKATION

- * Behandlung und Nachbehandlung operativ und konservativ zu versorgender Kapsel-Bandläsionen des Sprunggelenks
- * Bestimmte knöcherne Verletzungen des Sprunggelenks und des Fußes wie z.B. Stressfrakturen
- * Sprunggelenkdistorionen
- * Sprunggelenksarthrose
- * Wackelsteifheit
- * Ruhigstellung im Bereich von Fußwurzel und Mittelfuß
- * Gelenkschonung im Vorfußbereich
- * Zur Vorbeugung bei Patienten, die gehäuft Sprunggelenkverletzungen aufweisen

BESONDERE VORTEILE

- * Supinationskontrolle
- * Gesicherte Freigabe der natürlichen Fußfunktion
- * Deutlich verringertes Thromboserisiko
- * Pronationskontrolle
- * Komfortabler Einstieg
- * Zirkuläre Fixierung am distalen Unterschenkel sowie Stabilisierung
- * Tragekomfort und individuelle Anpassung
- * Symmetrisches Gangbild durch beidseitige Versorgung

SANDALE

- * Als Hausschuh geeignet
- * Als Sommerschuh einsetzbar
- * Als Wechsell Paar bei chronischen Beschwerden
- * Besseres Fußklima
- * Geringes Gewicht

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Stabil-Therapieschuhe,
Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.0001

ORTHOTECH INDIIVIDUELL FARBPALETTE*



* 2 Wochen Lieferzeit

ORTHOTECH STABIL

Stabil Schnürung / Weiß



Stabil Klettverschluß / Weiß



Stabil-Sandale / Weiß



Stabil Schnürung / Schwarz

Lager
Schweiz



Stabil Klettverschluß / Schwarz

Lager
Schweiz



Stabil-Sandale / Schwarz

Lager
Schweiz



Stabil Schnürung / Schwarz / **Leder**



Stabil Schnürung / Heckeinstieg / Schwarz

Lager
Schweiz



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	WEITE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
71.750	Stabil Schnürung	Weiß	H	3 – 14
71.751	Stabil Schnürung	Schwarz	H	3 – 14 Lager Schweiz
71.751 L	Stabil Schnürung, mehr Volumen	Schwarz	L	3 – 14
71.752	Stabil Klett	Schwarz	H	3 – 14 Lager Schweiz
71.752 L	Stabil Klett, mehr Volumen	Schwarz	L	3 – 14
71.753	Stabil Klett	Weiß	H	3 – 14
71.757	Stabil Schnürung, Heckeinstieg	Schwarz	H	3 – 14 Lager Schweiz
71.754 L	Stabil Premium Leder Schnürung, mehr Volumen	Schwarz	L	3 – 14
71.755	Stabil-Sandale	Schwarz	H	3 – 14 Lager Schweiz
71.756	Stabil-Sandale	Weiß	H	3 – 10

ORTHOTECH STABIL SCHNÜRUNG / WEISS
Weite H



ORTHOTECH STABIL SCHNÜRUNG / SCHWARZ
Weite H und L,
Weite L auch in **Leder** erhältlich

Lager
Schweiz



ORTHOTECH STABIL KLETTVERSCHLUß / WEIß
Weite H



ORTHOTECH STABIL KLETTVERSCHLUß / SCHWARZ
Weite H

Lager
Schweiz



ORTHOTECH STABIL-SANDALE / WEISS
Weite H



ORTHOTECH STABIL-SANDALE / SCHWARZ
WEITE H

Lager
Schweiz



ORTHOTECH STABIL SCHNÜRUNG /
HECKEINSTIEG / SCHWARZ
Weite H



Lager
Schweiz



ORTHOTECH STABIL INDIVIDUELL (LIEFERZEIT 2 WOCHEN)

Stabil Schnürung / Cuoerbraun



Stabil Klettverschluss / Cuoerbraun



Stabil-Sandale / Cuoerbraun



Stabil Schnürung / Indigoblau



Stabil Klettverschluss / Indigoblau



Stabil-Sandale / Indigoblau



Stabil Schnürung / Jeansblau



Stabil Klettverschluss / Jeansblau



Stabil-Sandale / Jeansblau



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	WEITE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
71.851CU	Stabil Schnürung	Cuero	H + L	3 – 14
71.851IN	Stabil Schnürung	Indigoblau	H + L	3 – 14
71.851JE	Stabil Schnürung	Jeansblau	H + L	3 – 14
71.852CU	Stabil Klett	Cuero	H + L	3 – 14
71.852IN	Stabil Klett	Indigoblau	H + L	3 – 14
71.852JE	Stabil Klett	Jeansblau	H + L	3 – 14
71.855CU	Stabil-Sandale	Cuero	H	3 – 14
71.855IN	Stabil-Sandale	Indigoblau	H	3 – 14
71.855JE	Stabil-Sandale	Jeansblau	H	3 – 14

ORTHOTECH STABIL SCHNÜRUNG / CUEROBRAUN
Weite H und L



ORTHOTECH STABIL SCHNÜRUNG / INDIGOBLAU
Weite H und L



ORTHOTECH STABIL SCHNÜRUNG / JEANSBLAU
Weite H und L



ORTHOTECH STABIL KLETTVERSCHLUß / CUEROBRAUN
Weite H und L



ORTHOTECH STABIL KLETTVERSCHLUß / INDIGOBLAU
Weite H und L



ORTHOTECH STABIL KLETTVERSCHLUß / JEANSBLAU
Weite H und L



ORTHOTECH STABIL STABIL-SANDALE / CUEROBRAUN
Weite H



ORTHOTECH STABIL STABIL-SANDALE / INDIGOBLAU
Weite H



ORTHOTECH STABIL STABIL-SANDALE / JEANSBLAU
Weite H



ORTHOTECH REHA-STABIL

Spezieller Therapieschuh bei unterschiedlichen Lähmungszuständen

UNSER REHA-STABIL
JETZT MIT
MEHR VOLUMEN!

INDIKATION

- * Zustand nach Schlaganfall
- * Schlanke Lähmung
- * Spastische Lähmung

BESONDERE VORTEILE

- * Extrem leicht
- * Gleithilfe an der Sohlenspitze
- * Aufklappbare Zehenbox zur Kontrolle und Korrektur der Zehenstellung
- * Verschlusshilfe durch Klettbänder (Einhandbedienung)

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Reha-Stabil-Therapieschuhe, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.2009

Reha-Stabil / Weiß-Grau



Reha-Stabil / Schwarz



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	WEITE	<u>NUR GANZE GRÖßEN (UK)</u>
71.733 L	Reha-Stabil, mehr Volumen	Weiß-Grau	L	3 – 14
71.734 L	Reha-Stabil, mehr Volumen	Schwarz	L	3 – 14

ORTHOTECH REHA-STABIL / WEIß-GRAU
Weite L



ORTHOTECH REHA-STABIL / SCHWARZ
Weite L





AKTIVSCHUHE

ORTHOTECH AKTIV-PLUS

Der ideale Sport- und Freizeitschuh für Diabetiker und Rheumatiker

NACHFOLGER-
MODELL
AKTIV-CONTROL

Komfort und Funktionalität für Freizeit und Sport – mit dem neuen Aktiv-Plus haben wir ab sofort einen Prophylaxe-Schuh für Diabetiker und Rheumatiker im Programm. Der Aktiv-Plus lässt sich mittels Einlagenversorgung und orthopädischer Zurichtung individuell an die Bedürfnisse des Patienten anpassen.

BESONDERE VORTEILE

- 1: **Extra großes Vorfußvolumen** schützt vor Druckstellen an den Zehen und bietet dem Fuß dennoch den nötigen Halt bei sportlicher Belastung
- 2: **Aussparen von Nähten** im Bereich druckempfindlicher Stellen
- 3: **Gelenkschonendes Abrollverhalten** durch PU Laufsohle mit Fersenpolster
- 4: **Design** modern und klassisch in verschiedenen Farben
- 5: **Individuelle Einlagenversorgung** und **Orthopädische Zurichtung** möglich
- 6: Teilweise in **2 Weiten** lieferbar, H und L



Aktiv-Plus Klettverschluss / Weiß-Grau



Aktiv-Plus Schnürung / Weiß-Grau



Aktiv-Plus Klettverschluss / Schwarz-Olive



Aktiv-Plus Klettverschluss / Schwarz



Aktiv-Plus Schnürung / Schwarz



Aktiv-Plus Klettverschluss / Schwarz-Anthrazit



Aktiv-Plus Knöchelhoch / Schwarz



ORTHOTECH Farbpalette



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	WEITE	NUR GANZE GRÖSSEN
25.010 L	Aktiv-Plus / Schnürung, mehr Volumen	Schwarz	L	3 – 14
25.040 L	Aktiv-Plus / Schnürung, mehr Volumen	Weiß-Grau	L	3 – 14
26.010	Aktiv-Plus / Klettverschluss	Schwarz	H	3 – 14
26.010 L	Aktiv-Plus / Klettverschluss, mehr Volumen	Schwarz	L	3 – 14
26.020 L	Aktiv-Plus / Klettverschluss, mehr Volumen	Schwarz-Anthrazit	L	3 – 14
26.030 L	Aktiv-Plus / Klettverschluss, mehr Volumen	Schwarz-Olive	L	3 – 14
26.040	Aktiv-Plus / Klettverschluss	Weiß-Grau	H	3 – 14
26.040 L	Aktiv-Plus / Klettverschluss, mehr Volumen	Weiß-Grau	L	3 – 14
27.010	Aktiv-Plus / Klettverschluss, knöchelhoch	Schwarz	H	3 – 14
27.010 L	Aktiv-Plus / Klettverschluss, knöchelhoch, mehr Volumen	Schwarz	L	3 – 14

ORTHOTECH AKTIV-PLUS KLETTVERSCHLUß /
WEIß-GRAU
Weite H und L



ORTHOTECH AKTIV-PLUS SCHNÜRUNG /
WEIß-GRAU
Weite L



ORTHOTECH AKTIV-PLUS KLETTVERSCHLUß /
SCHWARZ
Weite H und L



ORTHOTECH AKTIV-PLUS SCHNÜRUNG /
SCHWARZ
Weite L



ORTHOTECH AKTIV-PLUS KLETTVERSCHLUß /
SCHWARZ-OLIVE
Weite L



ORTHOTECH AKTIV-PLUS KLETTVERSCHLUß /
SCHWARZ-ANTHRAZIT
Weite L



ORTHOTECH AKTIV-PLUS KNÖCHELHOCH / SCHWARZ
Weite H und L





SICHERHEITSSCHUHE



SICHERHEITSSCHUHE

Arbeitssicherheits Stabilschuh/S3 (gemäß EN ISO 20345:2011)

Im Beruf muss die Arbeitssicherheit gewährleistet sein. Die passende Berufskleidung und insbesondere spezielle Arbeitssicherheitsschuhe sind hierbei unabdingbar.

Normale Sicherheitsschuhe von der Stange können bei orthopädischen Problemen Beschwerden verursachen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass mehr als die Hälfte aller Erwachsenen an Fußproblemen leidet und sich diese auf den gesamten Bewegungsapparat auswirken. Eine verminderte Leistungsfähigkeit und eine eingeschränkte Lebensqualität sind die Folge.

Eine Veränderung des konfektionierten Sicherheitsschuhs durch individuelle orthopädische Einlagen oder spezielle Schuhzurichtungen ist seit 2007 nicht mehr erlaubt. Sie verstößt gegen die BGR 191, die Baumusterprüfung erlischt und somit auch der Versicherungsschutz.

DIE LÖSUNG: SICHERHEITSSCHUHE VON ORTHOTECH!

Mit dem Stabil-Safety und Safety-Control von ORTHOTECH haben wir die Arbeitsschutzbestimmungen mit bestmöglicher Funktion und Tragekomfort vereint.

Sie schützen nicht nur vor Fußverletzungen in Ausübung der Tätigkeit, sondern beugen durch die gelenkschonende Fußstellung Verschleiß vor und verhindern durch ihre Passgenauigkeit Schmerzen.

ORTHOTECH Stabil-Safety und ORTHOTECH Safety-Control sind nicht nur als fertige Arbeitssicherheitsschuhe erhältlich, die durch den vorschriftsgemäßen Einsatz orthopädischer Schuheinlagen alle Voraussetzungen der BGR 191 erfüllen. Auf Wunsch können Schaft und Sohle auch getrennt geliefert werden, um die Schuhe durch eine individuelle Zurichtung optimal an die Patientenbedürfnisse anzupassen. Auch in diesem Fall ist bei vorschriftsmäßiger Handhabung keine erneute Zulassung nötig.

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit und die erforderliche Rechtssicherheit und haben professionelle Schuh- und Einlagenlösungen für alle orthopädischen Probleme in Kombination mit Sicherheitsschuhen!

SICHERHEITSSCHUHE

ORTHOTECH Stabil-Safety und ORTHOTECH Safety-Control

ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNG NACH BGR 191:

ist auf dem rohgezwickten Schaft aufzubauen!

GEPRÜFTE KLEBSTOFFE:

- * Körplast 182 A (Härter: Köracur TR 280)
- * Renia Syntic Total

GEPRÜFTES AUFBAUMATERIAL:


- * +SG-Star Pur
- * In den Materialstärken 3 mm, 6 mm, 9 mm und 18 mm

DIE ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNG:

- * Ballenrolle bis 6 mm
- * Mittelfußrolle bis 6 mm
- * Schmetterlingsrolle bis 6 mm
- * Verkürzungsausgleich bis zu 3,5 cm
- * Außen- und Innenranderhöhung bis 8 mm
- * Zierband bei Höhenausgleich zugelassen

INDIVIDUELLE SCHUHZURICHTUNGEN

- * Baumustergeprüft
- * Optimale elektrische Leitfähigkeit
- * Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkungen



INDIVIDUELLE EINLAGENVERSORGUNG NACH BGR 191:

GEPRÜFTE EINLAGE:

- * ORTHOTECH Antistatik-Einlage

GEPRÜFTE KLEBSTOFFE:

- * +SoftAstic 4822 von Mander-Malms (Hersteller Fuller Austria)

GEPRÜFTES AUFBAUMATERIAL:

- * +Pryx Antistatik

INDIVIDUELLE VERSORGUNG:

- * Außenranderhöhung
- * Innenranderhöhung
- * Verkürzungsausgleich
- * Fersensporentlastung (Polsterung mit PPT)
- * Pelotte (muss zwischen Ober- und Unterteil eingearbeitet sein)

INDIVIDUELLE MASSEINLAGEN



ORTHOTECH Antistatik Einlage



KURZINFO

BAUMUSTERPRÜFUNG

Sämtliche Veränderungen an einem Sicherheitsschuh dürfen die sicherheitsrelevanten Merkmale nicht beeinträchtigen. Außerdem muss der Schuh inklusive Schuhzurichtungen oder Einlagen als komplettes System baumustergeprüft sein. Die BGR 191 sorgt dafür, dass nur geprüfte und freigegebene Bauteile und Materialien zur Herstellung verwendet werden. Die Prüfung führt der TÜV Rheinland durch.

RECHTSSICHERHEIT

Das heißt, es müssen die Prüfkriterien

- * Ableitfähigkeit,
 - * elektrischer Durchgangswiderstand,
 - * Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und
 - * Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkung
- erfüllt sein. Nur so ist die Rechtssicherheit beim Einsatz gewährleistet.

(Nach Richtlinie 89/686/EWG Artikel 10 zuletzt geändert durch Richtlinie 96/58/EWG)

ATMUNGSAKTIVITÄT

Der Stabil-Safety und Safety-Control bestehen aus einem Microfaser-Hightech-Material, das bereits seit mehreren Jahren in der Mikroelektronik verwendet wird. Dieses erprobte Material sorgt für höchste Wasserdampf-Durchlässigkeit (> 10 mg/cm²/h nach EN ISO 20345:2004) und übertrifft damit Leder bei Weitem. Ein optimales Fußklima ist somit gewährleistet. Bitte nicht mit Lederfett oder Ähnlichem pflegen.

ALU-KAPPE

Aluminium ist das neue Material, aus dem moderne Schutzkappen im Zehenbereich der Sicherheitsschuhe gefertigt sind. Es ist wesentlich leichter als herkömmliche Stahlkappen und damit ist der Schuh gelenkschonend und sein Tragekomfort weitaus höher.

SPEZIELLE TEXTILBRANDSOHLE

Die durchtrittsichere Textilbrandsohle der ORTHOTECH Sicherheitsschuhe ist besonders leicht und flexibel, Wärme und Kälte werden besser isoliert und die Fußfläche wird im Gegensatz zur Stahlsohle zu 100% abgedeckt.

Stabil-Safety / S3



Halbschuh Safety-Control / S3



Lieferumfang Bausatz



Lager
Schweiz

Schaft und Sohle des ORTHOTECH Stabil-Safety können für eine individuelle Schuhzurichtung getrennt geliefert werden. Bitte beachten Sie, dass nur das Gesamtpaket bestehend aus Schaft, Sohle und Leisten bestellt werden kann. Die Kosten für den Leisten werden Ihnen bei Rücksendung gutgeschrieben.

ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (FR)
71.770	Stabil-Safety / S3 / knöchelübergreifend	Schwarz	38 – 48
71.770 B	Stabil-Safety / S3 / knöchelübergreifend / Bausatz	Schwarz	38 – 48
71.772	Safety-Control / S3 / Halbschuh	Schwarz	38 – 48
71.772 B	Safety-Control / S3 / Halbschuh / Bausatz	Schwarz	38 – 48

STABIL-SAFETY / S3

Lager
Schweiz



SAFETY-CONTROL / S3



LIEFERUMFANG BAUSATZ





EINLAGENROHLINGE



EINLAGENROHLINGE

Die optimale Ergänzung

Unsere zweiteiligen Einlagenrohlinge wurden von Sportärzten und sporterfahrenen Orthopädie-Schuhtechnikern entwickelt und von Spitzensportlern erprobt.

Sie haben sich sowohl im Spitzensport verschiedenster Sportarten als auch im Alltag bewährt – sei es zur Prophylaxe oder in der Therapie.

BESONDERE MERKMALE

- * Stabilisierende seitliche Fersenführung
- * Sportgerecht verlaufende Unterstützung des Längs- und Quergewölbes
- * Tieferlegung des Basishöckers
- * Bettung der Mittelfußköpfchen und der Zehen
- * Pronationswirkung
- * Besonders leicht und formstabil
- * Hautfreundlich
- * Abwaschbar



COMFORT › SHORE 45

COMFORT-PLUS › SHORE 50

COMFORT-PREMIUM › SHORE 50

ELASTIC › SHORE 35/40

PROFI-SPORT › SHORE 55

PROFI-PLUS › SHORE 60

ANTISTATIK-EINLAGE › SHORE 60

AKTIV T-PLUS KINDER-EINLAGEN

UNTERTEILE

COMFORT › SHORE 45

- * Beste Dämpfungseigenschaften mit hoher Rückstellkraft
- * Ideal für empfindliche und entzündete Füße und Rheumatiker
- * Für die anspruchsvolle Komfort-Ausstattung von Schuhen und Sandalen
- * Weichbettungseinlage
- * Mit Korkunterteil

Alle eingesetzten Materialien sind thermoplastisch verformbar und gut beschleifbar. Die Korkunterteile können nach Maß oder individuell über einen Gipsabdruck angepasst werden.

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Weichpolster Einlagen, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 08.03.02.1
plus Zusätze nach PG 08



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
559.136	Comfort, Klassik, ohne Bezug, Korkunterteil	Beige	2 – 14 Lager Schweiz
059.136	Comfort, mehr Volumen , ohne Bezug, Korkunterteil	Beige	2 – 14

COMFORT-PLUS › SHORE 50

- * Beste Dämpfungseigenschaften mit hoher Rückstellkraft
- * Ideal für empfindliche und entzündete Füße und Rheumatiker
- * Für die anspruchsvolle Komfort-Ausstattung von Schuhen und Sandalen
- * Weichbettungseinlage
- * Mit Mikrofaserbezug
- * Mit Korkunterteil

Alle eingesetzten Materialien sind thermoplastisch verformbar und gut beschleifbar. Die Korkunterteile können nach Maß oder individuell über einen Gipsabdruck angepasst werden.

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Weichpolster Einlagen, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 08.03.02.1
plus Zusätze nach PG 08



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
559.138	Comfort-Plus, Klassik, Mikrofaserbezug, Korkunterteil	Beige	2 – 14 Lager Schweiz
059.138	Comfort-Plus, mehr Volumen , mit Mikrofaserbezug, Korkunterteil	Beige	2 – 14

COMFORT-PREMIUM › SHORE 50

- * Beste Dämpfungseigenschaften mit hoher Rückstellkraft
- * Ideal für empfindliche und entzündete Füße und Rheumatiker
- * Für die anspruchsvolle Komfort-Ausstattung von Schuhen und Sandalen
- * Weichbettungseinlage
- * Perforierte Blanklederdecke
- * Atmungsaktiv
- * Mit Korkunterteil

Alle eingesetzten Materialien sind thermoplastisch verformbar und gut beschleifbar. Die Korkunterteile können nach Maß oder individuell über einen Gipsabdruck angepasst werden.

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Weichpolster Einlagen, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 08.03.02.1
plus Zusätze nach PG 08



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
559.140	Comfort-Premium, Klassik, Blanklederdecke, Korkunterteil	Beige	2 – 14
059.140	Comfort-Premium, mehr Volumen , Blanklederdecke, Korkunterteil	Beige	2 – 14

ELASTIC › SHORE 35/40

- * Einlage mit bester Rückstellkraft und geringer Materialermüdung
- * Besonders geeignet für Druckempfindlichkeit im Vorfuß-Bereich und entzündete Spreizfüßer
- * Ideal für die Weichbettung von z.B. Diabetiker- und Rheumatikerfüßen
- * Weichbettungseinlage
- * Mit und ohne Bezug
- * Mit Korkunterteil

Alle eingesetzten Materialien sind thermoplastisch verformbar und gut beschleifbar. Die Korkunterteile können nach Maß oder individuell über einen Gipsabdruck angepasst werden.

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Weichpolster Einlagen, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 08.03.02.1 plus Zusätze nach PG 08

ohne Bezug > SHORE 35



Mikrofaserbezug > SHORE 40



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
559.000	Comfort-Elastic, Klassik, ohne Bezug, Korkunterteil	Grün	2 – 14 Lager Schweiz
059.000	Comfort-Elastic, mehr Volumen , ohne Bezug, Korkunterteil	Grün	2 – 14
559.029	Comfort-Elastic, Klassik, Mikrofaserbezug, Korkunterteil	Grün	2 – 14
059.029	Comfort-Elastic, mehr Volumen , Mikrofaserbezug, Korkunterteil	Grün	2 – 14

PROFI-SPORT › SHORE 55

- * Von Sportärzten und sporterfahrenen Orthopädie-Schuhtechnikern entwickelte und von Spitzensportlern erprobte zweiteilige Einlage
- * Bestens bei Spitzen- und Breitensportlern verschiedener Sportarten bewährt
- * Ideal zur Prophylaxe und zur Therapie

Alle eingesetzten Materialien sind thermoplastisch verformbar und gut beschleifbar. Die Korkunterteile können nach Maß oder individuell über einen Gipsabdruck angepasst werden.

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Weichpolster Einlagen, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 08.03.02.1 plus Zusätze nach PG 08

mit Korkunterteil



mit Korkunterteil



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
559.402	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, Korkunterteil	Weiß	2 – 14 Lager Schweiz
059.402	Profi-Sport, mehr Volumen , ohne Bezug, Korkunterteil	Weiß	2 – 14
559.202	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, Korkunterteil	Blau	2 – 14

PROFI-SPORT › SHORE 55

mit Korkunterteil



mit Flexunterteil



mit Korkunterteil verklebt



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
559.602	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, Korkunterteil	Rot	2 – 14
559.452	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, Flexunterteil	Weiß	2 – 14
559.422	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, Korkunterteil, verklebt	Weiß	2 – 14 Lager Schweiz

PROFI-PLUS › SHORE 60

Alle eingesetzten Materialien sind thermoplastisch verformbar und gut beschleifbar.
Die Korkunterteile können nach Maß oder individuell über einen Gipsabdruck angepasst werden.

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Weichpolster Einlagen, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 08.03.02.1
plus Zusätze nach PG 08

MIKROFASER-BEZUG

- * Mit Mikrofaserbezug
- * Idealer Bezug um z.B. Blasen zu vermeiden
- * Mit Korkunterteil



ALCANTARA-BEZUG

- * Mit Alcantarabezug
- * Pflegeleicht und hygienisch
- * Mit Korkunterteil



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
559.134	Profi-Plus, Klassik, Mikrofaserbezug, Korkunterteil	Blau	2 – 14
059.134	Profi-Plus, mehr Volumen , Mikrofaserbezug, Korkunterteil	Blau	2 – 14
559.404	Profi-Plus, Klassik, Alcantarabezug, Korkunterteil	Schwarz	2 – 14
059.404	Profi-Plus, mehr Volumen , Alcantarabezug, Korkunterteil	Schwarz	2 – 14

ANTISTATIK-EINLAGE › SHORE 60

INDIVIDUELLE MASSEINLAGE FÜR ARBEITSSICHERHEITSSCHUHE

- * Baumustergeprüft mit ORTHOTECH Safety-Control und ORTHOTECH Stabil-Safety
- * Optimale elektrische Leitfähigkeit
- * Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkungen
- * Mit Mikrofaserbezug
- * Mit Korkunterteil

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Weichpolster Einlagen, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 08.03.02.1 plus Zusätze nach PG 08



INDIVIDUELLE EINLAGENVERSORGUNG NACH BGR 191:

GEPRÜFTE KLEBSTOFFE:

- * +SoftAstic 4822 von Mander-Malms (Hersteller Fuller Austria)

GEPRÜFTES AUFBAUMATERIAL:

- * +Pryx Antistatik

INDIVIDUELLE VERSORGUNG:

- * Außenranderrhöhung
- * Innenranderrhöhung
- * Verkürzungsausgleich
- * Fersenspornentlastung (Polsterung mit PPT)
- * Pelotte (muss zwischen Ober- und Unterteil eingearbeitet sein)

INDIVIDUELLE MASSEINLAGEN



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
059.802	Antistatik-Einlage, mehr Volumen , Korkunterteil	Schwarz	2 – 14

AKTIV T-PLUS KINDER-EINLAGEN

- * Stützen, führen, dämpfen
- * Torsionsfähig durch Torsionseinschnitte/-kerben
- * Korrigierend durch Detorsionsschnitt und laterale Fersenführung
- * Progressive Fersenführung bei flexibler Fersenschale
- * Mit Korkunterteil

INDIKATION

- * Kinder-Senk-Fuß
- * Varus-Valgus-Fehlstellung
- * Kindlicher Plattfuß
- * X+O-Bein statische Beschwerden
- * Pes adductus
- * Korrektur von muskulären Dysbalancen

BEARBEITUNG

- * Individuell thermoplastisch direkt an den Fuß anformbar
- * Hygienisch, dermatologisch unbedenklich
- * Möglichkeit der Anbringung von afferenzstimulierenden Bauteilen
- * Oberflächen mit beliebigen Materialien zu beziehen (Leder/Alcantara)
- * Gut beschleifbar
- * Nach Andruck zu bearbeiten
- * Thermoplastisch verformbar, über Leisten/Gips

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Schalen-Einlagen, Kassenleistung Hilfsmittelkatalog Nr. 08.03.03.1000 plus Zusätze nach PG 08



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR DOPPELGRÖßEN (FR)
559.302	Aktiv T-Plus Kindereinlage	Blau	24/25 – 34/35

UNTERTEILE

Korkunterteil



Flexunterteil



Unterteil Kinder Aktiv



ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	FARBE	NUR GANZE GRÖßEN (UK)
559.702	Korkunterteil	Kork	2 – 14 Lager Schweiz
559.752	Flexunterteil	Weiß	2 – 14
559.322	Kinder Aktiv, Unterteil	Kork	24/25 - 34/35



FORMULARE

LEISTENMAßE H-WEITE

GRÖßE	BALLENBREITE	BALLENUMFANG (Bruttomaß)	HACKENMAß (Bruttomaß)
3	8,3 cm	22,7 cm	32,6 cm
4	8,5 cm	23,3 cm	33,7 cm
5	8,7 cm	23,8 cm	34,3 cm
6	8,9 cm	24,3 cm	35,5 cm
7	9,1 cm	24,8 cm	36,8 cm
8	9,3 cm	25,4 cm	37,4 cm
9	9,5 cm	25,9 cm	38,1 cm
10	9,7 cm	26,4 cm	38,9 cm
11	9,9 cm	26,9 cm	39,9 cm
12	10,1 cm	27,3 cm	41,1 cm
13	10,3 cm	27,9 cm	41,6 cm
14	10,5 cm	28,8 cm	42,8 cm

LEISTENMAßE L-WEITE

GRÖßE	BALLENBREITE	BALLENUMFANG (Bruttomaß)	HACKENMAß (Bruttomaß)
3	9,4 cm	25,6 cm	35,5 cm
4	9,6 cm	26,1 cm	36,4 cm
5	9,8 cm	26,6 cm	37,1 cm
6	10,0 cm	27,1 cm	38,2 cm
7	10,2 cm	27,6 cm	39,1 cm
8	10,4 cm	28,2 cm	40,5 cm
9	10,6 cm	28,7 cm	41,7 cm
10	10,8 cm	29,2 cm	42,7 cm
11	11,0 cm	29,7 cm	44,0 cm
12	11,2 cm	30,3 cm	45,1 cm
13	11,4 cm	30,8 cm	46,9 cm
14	11,5 cm	31,2 cm	48,0 cm

LEISTENMAßE SICHERHEITSSCHUHE


GRÖßE LEISTEN	BALLENBREITE	BALLENUMFANG	HACKENMAß
38	9,3 cm	24,8 cm	34,2 cm
39	9,5 cm	25,1 cm	35,0 cm
40	9,6 cm	25,6 cm	35,8 cm
41	9,8 cm	26,0 cm	36,8 cm
42	10,0 cm	26,5 cm	37,4 cm
43	10,1 cm	26,8 cm	37,9 cm
44	10,2 cm	27,3 cm	38,8 cm
45	10,4 cm	27,7 cm	39,5 cm
46	10,5 cm	28,1 cm	40,4 cm
47	10,7 cm	28,5 cm	40,9 cm
48	10,9 cm	28,9 cm	41,4 cm

MAßE ALUKAPPE SICHERHEITSSCHUHE

GRÖßE ALUKAPPE	HÖHE	BREITE
36 – 38	4,6 cm	7,7 cm
39 – 41	4,8 cm	8,0 cm
42 – 43	5,0 cm	8,2 cm
44 – 45	5,2 cm	8,5 cm
46 – 48	5,3 cm	8,8 cm

GRÖßEN-UMRECHNUNGSTABELLE

UK / ORTHOTECH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
FR	35 ½	36	37 ½	38	39 ½	40	41 ½	42	43 ½	44	45 ½	46	47 ½	48	49	50



Maßstab 1:2

ORTHOTECH BESTELLFORMULAR

RECHNUNGSANSCHRIFT

VERSANDANSCHRIFT (falls abweichend)

Ihre Kunden-Nr.

Firma

Firma

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Straße

Straße

PLZ

PLZ

Ort

Ort

Name des Bestellers

E-Mail

Telefon

Fax

	ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	GRÖßE	MENGE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Datum

Unterschrift

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER ORTHOTECH GMBH

Gültig ab 01.08.2014

1. Allgemeines

Die ORTHOTECH GmbH, im Folgenden ORTHOTECH genannt, liefert ausschließlich an Gewerbetreibende und nicht an Verbraucher.

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, es sei denn, es wurde ausdrücklich eine schriftliche Sondervereinbarung getroffen. Jeder Kunde erkennt durch Erteilung eines Auftrags diese Bedingungen als rechtlich bindend an. Sie gelten für die Dauer der Geschäftsverbindung, so dass es nicht in jedem Einzelfall der Übersendung der Geschäftsbedingungen bedarf.

Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht. Dasselbe gilt, wenn einzelne Bedingungen nicht Vertragsbestandteil werden sollten.

2. Lieferungen

Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt baldmöglichst. Falls eine Lieferfrist vereinbart wurde, gilt diese als eingehalten, wenn der Liefergegenstand innerhalb dieses Zeitraums zum Versand gebracht worden ist. Die Lieferfrist verschiebt sich nach hinten, wenn Unterlagen des Käufers fehlen oder dieser die Verzögerung selbst verantworten muss. Teillieferungen sind zulässig.

Falls ORTHOTECH eine Lieferungsverzögerung zu verantworten hat, trägt sie den Verzögerungsschaden; diese Haftung ist auf 0,5% pro vollendeter Woche, maximal aber auf 5% des Wertes des Liefergegenstandes begrenzt.

3. Versand und Versandkosten

Die Versandkosten sind den aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu entnehmen (siehe ORTHOTECH Kundenordner).

Wünscht der Kunde eine Expresslieferung, d.h. eine Auslieferung bereits am nächsten Tag, so sind diese Versandkosten den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu entnehmen (siehe ORTHOTECH Kundenordner).

Der Bestellwert entspricht dem Netto-Einkaufspreis.

Außerdem wird die jeweils gültige Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.

4. Verpackung und Verpackungskosten

Verpackungskosten werden nicht berechnet.

Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen. ORTHOTECH erfüllt über die Zulieferer die Rücknahmeverpflichtung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Verpackungen sind entsprechend mit einem grünen Punkt gekennzeichnet. Soweit der Besteller die Produkte außerhalb der BRD bezieht, wird er auf eigene Kosten dafür Sorge tragen, dass die jeweiligen länderspezifischen gesetzlichen Vorgaben zur Verpackungsverwertung erfüllt und die erforderlichen Lizenzverträge zur Verwendung des Grünen Punktes als Finanzierungszeichen abgeschlossen werden.

5. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt so lange Eigentum der ORTHOTECH, bis sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller erfüllt sind.

Der Besteller darf die gelieferte Ware an seine Kunden im Wege eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges veräußern. Für den Fall der Veräußerung oder Verarbeitung der Ware trifft der Besteller bereits im voraus alle daraus entstehenden Zahlungsansprüche an die ORTHOTECH ab. Wird die gelieferte Ware mit anderen Waren vermischt, erfolgt die Abtretung in Höhe des Wertanteils der von ORTHOTECH gelieferten Ware.

Die gleichen Regelungen gelten, falls die Ware einmal direkt vom Hersteller geliefert, von ORTHOTECH jedoch fakturiert werden sollte.

6. Zahlungsbedingungen

Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 1 Monat ab Rechnungsdatum rein netto, ohne Abzug, zur Zahlung fällig. Ab diesem Zeitpunkt kommt der Besteller mit der Zahlung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Er hat in diesem Fall die gesetzlichen Verzugszinsen, d.h. 8% über dem Basiszinssatz, zu tragen.

Etwaige Mahnkosten in Höhe von 5,- € pro Mahnung hat der Besteller darüber hinaus zu bezahlen.

Bei Bezahlung der Rechnung innerhalb von 10 Tagen werden 3% Skonto, bei erzieltem SEPA-Basismandat 4% Skonto gewährt.

(siehe Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ORTHOTECH Kundenordner).

Die Frist für die Vorabankündigung (Pre-Notification) wird auf 2 Tage verkürzt. Der Käufer sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Käufers, solange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch die ORTHOTECH GmbH verursacht wurden.

Für Grossabnehmer von Einlagen können Rabattvereinbarungen getroffen werden.

In diesem Fall gilt, bis zu einem Widerruf, die jeweils gültige Rabattstaffel (siehe Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ORTHOTECH Kundenordner).

7. Mängelhaftung

Voraussetzung für jegliche Gewährleistung ist, dass der Besteller die ihm nach § 377 HGB obliegende Pflicht zur unverzüglichen Untersuchung und etwaigen Mängelrüge erfüllt. Eine Mängelrüge ist binnen 10 Tagen schriftlich geltend zu machen – es sei denn, es handelt sich um versteckte Mängel.

Die Untersuchungspflicht erstreckt sich insbesondere um die Passgenauigkeit angefertigter Ware. Nachdem der Besteller bei Schuhen die Schuhgröße anhand einer Folie bestimmt hat, scheidet Sachmangelhaftung bei Bestellung einer falschen Schuhgröße aus. ORTHOTECH ist in diesem Falle aber aus Kulanzgründen bereit, die Schuhe in eine andere Größe umzutauschen, wenn diese nach der Anprobe nicht weiter getragen und in der Originalverpackung binnen 10 Tagen nach der Anprobe auf Kosten des Bestellers an die Versandadresse zurück gesandt werden.

Bei Vorliegen eines Mangels der gelieferten Ware wird diese von ORTHOTECH unentgeltlich entweder ausgebessert oder neu geliefert; ORTHOTECH steht diesbezüglich ein Wahlrecht zu. Etwaige ersetzte Teile werden Eigentum von ORTHOTECH.

In diesem Falle trägt ORTHOTECH auch die anfallenden Versandkosten – aber nur, wenn der Versand an die von ORTHOTECH bestimmte Adresse erfolgt. Bei Fehllieferungen wird außer den stets neu anfallenden Versandkosten eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,- € in Rechnung gestellt.

Sollte eine Nachbesserung oder eine Ersatzlieferung zweimal fehlschlagen, so ist der Besteller berechtigt, entweder eine Herabsetzung des Kaufpreises oder eine Rückgängigmachung des Kaufvertrages zu verlangen.

Die Gewährleistungspflicht für Mängel endet zwei Jahre nach dem Übergang der gelieferten Ware durch den Besteller an seinen Kunden.

Eine Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn an der gelieferten Ware Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden, die der Besteller oder ein Dritter durchgeführt hat und welche direkt oder indirekt Gegenstand der Mängelrüge sind.

Von einer Gewährleistung ausgenommen sind ferner alle Mängel, die zurückzuführen sind auf eine bestimmungsgemäße und natürliche Abnutzung, auf Verschleiß, sowie auf die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger und unrichtiger Behandlung und Pflege, sowie gewaltsamer Beschädigung.

Falls es fraglich ist, ob ein Sachmangel vorliegt oder nicht, wird die beanstandete Ware einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorgelegt, welcher – ohne Kosten für den Besteller zu verursachen – über die Berechtigung der vorgebrachten Reklamation entscheidet. Auf Wunsch des Bestellers wird für den Überprüfungszeitraum für einen reklamierten Therapieschuh unverzüglich ein Ersatzschuh zur Verfügung gestellt. Die Kosten desselben werden dem Besteller zusätzlich in Rechnung gestellt, falls das Gutachten des Sachverständigen zu dem Ergebnis kommen sollte, dass die Mängelrüge unbegründet ist.

8. Haftung

Für Schäden, unmittelbarer oder mittelbarer Art, haftet ORTHOTECH nur, wenn dieser mindestens ein grob fahrlässiges Verhalten unterlaufen ist. Weitergehende Ansprüche aus Haftung – insbesondere: Mängelfolgeschäden, Schlechterfüllung, Montagemängelfolgeschäden oder verspätete Erfüllung – sind sowohl hinsichtlich des Haftungsgrundes als auch der Haftungshöhe ausgeschlossen, soweit keine zwingende gesetzliche Haftung besteht. Dies gilt auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stockdorf.
Für das Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht.

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

VERSANDKOSTEN INNERHALB DEUTSCHLANDS

Bestellwert netto

bis 50 € 5,40 € Versandkosten

275 € 6,90 € Versandkosten

ab 275 € keine Versandkosten

Bei Auswahlsendungen werden stets Versandkosten berechnet.

DHL Express innerhalb Deutschlands Lieferung am nächsten Tag

bis 10 Uhr 21,50 € Versandkosten

bis 12 Uhr 14,50 € Versandkosten

bis 18 Uhr 9,40 € Versandkosten

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

SEPA-Lastschrift 4% Skonto

Innerhalb von 10 Tagen 3% Skonto

Innerhalb von 30 Tagen netto

RÜCKSENDUNG

Bei Verwendung des durch Orthotech zur Verfügung gestellten Retourenetiketts werden 8,25 € verrechnet.

Bei berechtigten Gewährleistungsansprüchen fallen selbstverständlich keine Retourkosten an.

RABATTVEREINBARUNGEN EINLAGEN

ANZAHL EINLAGEN/JAHR	RABATT
200 – 299	2%
300 – 499	3%
500 – 749	5%
750 – 999	7%
1000 – 1499	9%
1500 – 1999	10%
ab 2000	11%

ORTHOTECH GmbH · Grubmühl 20 · 82131 Stockdorf

ORTHOTECH GmbH
Grubmühl 20
82131 Stockdorf

4% Skonto bei Einzug mittels Lastschrift!

Wie bisher haben Sie die Möglichkeit, unsere Rechnungsbeträge ohne Mühe und mit dem Preisvorteil von 4% Skonto einzuziehen zu lassen. Bitte senden Sie uns hierzu diese Einzugsermächtigung ausgefüllt und unterschrieben zurück.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Zahlungsempfänger

ORTHOTECH GmbH
Grubmühl 20
82131 Stockdorf

1. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ORT00000952745

2. Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger ORTHOTECH GmbH, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von ORTHOTECH GmbH auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen

Anschrift des Zahlungspflichtigen

Kundennummer (vgl. Rechnung) / Eindeutige Mandatsreferenz

IBAN

BIC/SWIFT

Bezeichnung des Kreditinstitutes

Ort, Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

ORTHOTECH®

ORTHOTECH GmbH · Grubmühl 20 · 82131 Stockdorf

Tel: +49 (0)89 - 89 35 87 - 0 · Fax: +49 (0)89 - 89 35 87 - 20
info@orthotech-gmbh.de · www.orthotech-gmbh.de