



Kontaktfärbepapier

Grösse: ca. 1500 x 1000mm

Einheit: Stück / Bogen

und

Laminierstoffe

Breite: ca. 1500mm

Einheit: Meter





Motiv: **Crunch**
Artikelnummer: **451.008.1202**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Carbon Plus**
Artikelnummer: **451.008.1201**

Laminierstoff: **Ja**
Artikelnummer: **420.061.2201**




Motiv: **Bang Bam**
Artikelnummer: **451.008.1095**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Karibik Bay**
Artikelnummer: **451.008.1203**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Blue skin**

Artikelnummer: **451.008.1052**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2052**



Motiv: **Butterfly spring**

Artikelnummer: **451.008.1060**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Butterfly II**

Artikelnummer: **451.008.1026**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2026**



Motiv: **Camouflage**

Artikelnummer: **451.008.1025**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2025**




Motiv: **Carbon**
Artikelnummer: **451.008.1063**

Laminierstoff: **Ja**
Artikelnummer: **420.061.2063**



Motiv: **Flower Power**
Artikelnummer: **451.008.1076**

Laminierstoff: **Ja**
Artikelnummer: **420.061.2076**



Motiv: **Denim**
Artikelnummer: **451.008.1030**

Laminierstoff: **Ja**
Artikelnummer: **420.061.2030**



Motiv: **Deutschland I**
Artikelnummer: **451.008.1066**

Laminierstoff: **Ja**
Artikelnummer: **420.061.2066**




Motiv: **Lava**

Artikelnummer: **451.008.1061**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2061**




Motiv: **Fly and Drive**

Artikelnummer: **451.008.1014**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2014**



Motiv: **Fly and Drive II**

Artikelnummer: **451.008.1015**

Laminierstoff: **Ja**


Artikelnummer: **420.061.2015**



Motiv: **Fussball I**

Artikelnummer: **451.008.1064**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Fussball II**

Artikelnummer: **451.008.1065**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Ocean**

Artikelnummer: **451.008.1023**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2023**



Motiv: **Hearts and Roses**

Artikelnummer: **451.008.1068**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2068**



Motiv: **Ice Age**

Artikelnummer: **451.008.1050**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2050**



Motiv: **Leopard**

Artikelnummer: **451.008.1090**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Manhattan**

Artikelnummer: **451.008.1084**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **MTV**

Artikelnummer: **451.008.1056**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2056**




Motiv: **Zebra**

Artikelnummer: **451.008.1091**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Punk**
Artikelnummer: **451.008.1078**
Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Regentropfen**
Artikelnummer: **451.008.1051**
Laminierstoff: **Ja**
Artikelnummer: **420.061.2051**



Motiv: **Sky**
Artikelnummer: **451.008.1016**
Laminierstoff: **Ja**
Artikelnummer: **420.061.2016**



Motiv: **Starlight**
Artikelnummer: **451.008.1083**
Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Stars and Stripes**

Artikelnummer: **451.008.1053**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Sweetheart**

Artikelnummer: **451.008.1072**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2072**



Motiv: **Tattoo**

Artikelnummer: **451.008.1069**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2069**



Motiv: **Tornado**

Artikelnummer: **451.008.1013**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2013**



Motiv: **Uni Brown**

Artikelnummer: **451.008.1092**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Uni violett**

Artikelnummer: **451.008.1075**

Laminierstoff: **Nein**




Motiv: **Uni hautfarben dunkel**

Artikelnummer: **451.008.1073**

Laminierstoff: **Ja**

Artikelnummer: **420.061.2073**



Motiv: **Uni hautfarben hell**

Artikelnummer: **451.008.1074**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Uni blau**

Artikelnummer: **451.008.1019**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Uni gelb**

Artikelnummer: **451.008.1021**

Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Uni pink**

Artikelnummer: **451.008.1071**


Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Uni rot**

Artikelnummer: **451.008.1020**


Laminierstoff: **Nein**



Motiv: **Uni schwarz**

Artikelnummer: **451.008.1062**


Laminierstoff: **Nein**



Weichpolyethylen weiss

Thermoplastisch verformbar bei 160°-170° C, schweisbar, tiefziehfähig


Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke	Masse	Einheit
451.001.002.030	Weichpolyethylen weiss	3mm	2000 x 1000mm	Platte
451.001.002.040	Weichpolyethylen weiss	4mm	2000 x 1000mm	Platte
451.001.002.050	Weichpolyethylen weiss	5mm	2000 x 1000mm	Platte
451.001.002.060	Weichpolyethylen weiss	6mm	2000 x 1000mm	Platte
451.001.001.030	Weichpolyethylen weiss	3mm	1000 x 1000mm	Platte
451.001.001.040	Weichpolyethylen weiss	4mm	1000 x 1000mm	Platte
451.001.001.050	Weichpolyethylen weiss	5mm	1000 x 1000mm	Platte
451.001.001.060	Weichpolyethylen weiss	6mm	1000 x 1000mm	Platte



Polyethylen H weiss

Thermoplastisch verformbar bei 160°-170° C, schweisbar, tiefziehfähig


Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke	Masse	Einheit
451.000.002.020	Polyethylen H weiss	2mm	2000 x 1000mm	Platte
451.000.002.030	Polyethylen H weiss	3mm	2000 x 1000mm	Platte
451.000.002.040	Polyethylen H weiss	4mm	2000 x 1000mm	Platte
451.000.002.050	Polyethylen H weiss	5mm	2000 x 1000mm	Platte
451.000.002.060	Polyethylen H weiss	6mm	2000 x 1000mm	Platte
451.000.002.100	Polyethylen H weiss	10mm	2000 x 1000mm	Platte
451.000.001.020	Polyethylen H weiss	2mm	1000 x 1000mm	Platte
451.000.001.030	Polyethylen H weiss	3mm	1000 x 1000mm	Platte
451.000.001.040	Polyethylen H weiss	4mm	1000 x 1000mm	Platte
451.000.001.050	Polyethylen H weiss	5mm	1000 x 1000mm	Platte
451.000.001.060	Polyethylen H weiss	6mm	1000 x 1000mm	Platte



Polypropylen

Thermoplastisch verformbar bei 160°-170° C, schweisbar, tiefziehfähig

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Dicke	Masse	Einheit
451.003.002.010	Polypropylen	Grau	1mm	2000 x 1000mm	Platte
451.003.002.015	Polypropylen	Grau	1.5mm	2000 x 1000mm	Platte
451.003.002.020	Polypropylen	Grau	2mm	2000 x 1000mm	Platte
451.002.002.020	Polypropylen	Weiss	2mm	2000 x 1000mm	Platte
451.002.002.030	Polypropylen	Weiss	3mm	2000 x 1000mm	Platte
451.002.002.040	Polypropylen	Weiss	4mm	2000 x 1000mm	Platte
451.002.002.050	Polypropylen	Weiss	5mm	2000 x 1000mm	Platte
451.002.002.060	Polypropylen	Weiss	6mm	2000 x 1000mm	Platte
451.002.002.080	Polypropylen	Weiss	8mm	2000 x 1000mm	Platte
451.002.001.020	Polypropylen	Weiss	2mm	1000 x 1000mm	Platte
451.002.001.030	Polypropylen	Weiss	3mm	1000 x 1000mm	Platte
451.002.001.040	Polypropylen	Weiss	4mm	1000 x 1000mm	Platte
451.002.001.050	Polypropylen	Weiss	5mm	1000 x 1000mm	Platte
451.002.001.060	Polypropylen	Weiss	6mm	1000 x 1000mm	Platte
451.002.001.080	Polypropylen	Weiss	8mm	1000 x 1000mm	Platte
451.002.015.080	Polypropylen	Weiss	8mm	1500 x 1000mm	Platte



Polypropylen Copolymer

Thermoplastisch verformbar bei 170°-190° C, schweisbar, tiefziehfähig

Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke	Masse	Einheit
451.004.002.030	Polypropylen Copolymer	3mm	2000 x 1000mm	Platte
451.004.002.040	Polypropylen Copolymer	4mm	2000 x 1000mm	Platte
451.004.002.050	Polypropylen Copolymer	5mm	2000 x 1000mm	Platte
451.004.002.060	Polypropylen Copolymer	6mm	2000 x 1000mm	Platte
451.004.001.060	Polypropylen Copolymer	6mm	2000 x 1000mm	Platte
451.004.001.030	Polypropylen Copolymer	3mm	1000 x 1000mm	Platte
451.004.001.040	Polypropylen Copolymer	4mm	1000 x 1000mm	Platte
451.004.001.050	Polypropylen Copolymer	5mm	1000 x 1000mm	Platte
451.004.001.060	Polypropylen Copolymer	6mm	1000 x 1000mm	Platte



CONEIAK Polierkegel

geeignet für das Schleifen von allen gängigen thermoplastischen Materialien in der Orthopädie.

Orange: Für grundlegendes Schleifen und Polieren

Rot: Für kleine und enge Bereiche

Grau: Für das Schleifen von Radien

Blau: Für das Polieren und Schleifen von Innenflächen und engen Radien

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Gewinde	Einheit
FIL.225400MM	Coneiak Polierkegel	Orange	M16	Stück
FIL.225400	Coneiak Polierkegel	Orange	5/8"	Stück
FIL.225410MM	Coneiak Polierkegel	Rot	M16	Stück
FIL.225410	Coneiak Polierkegel	Rot	5/8"	Stück
FIL.225420MM	Coneiak Polierkegel	Grau	M16	Stück
FIL.225420	Coneiak Polierkegel	Grau	5/8"	Stück
FIL.225440MM	Coneiak Polierkegel	Blau	M16	Stück
FIL.225440	Coneiak Polierkegel	Blau	5/8"	Stück

Coneiak Polierkegel Set (inkl. Koffer)

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	Gewinde	Einheit
FIL.225495MM	Coneiak Polierkegel Set	Je 1 Stück	M16	Set
FIL.225495	Coneiak Polierkegel Set	Je 1 Stück	5/8"	Set