


# Kontaktfärbepapier / Papier transfert 451.008.XXXX

## Laminierstoffe / Matériaux de stratification 420.061.XXXX

### Eigenschaften / Caractéristiques

- Sehr leichtes und dünnes Kontaktfärbepapier / Papier transfert très léger et très fin
- Sublimationsverfahren bei einer Temperatur zwischen 170° und 220° / Procédé de sublimation à une température comprise entre 170° et 220°
- Farbtöne können nach Bearbeitung abweichen / Les nuances de couleur peuvent varier après traitement



### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1202                      | Crunch         | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1201                      | Carbon Plus    | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2201



### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1095                      | Bang Bam       | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |


Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4451.008.1203                     | Karibik Bay    | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif   | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1060                      | Butterfly spring | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1026                      | Butterfly II   | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification

420.061.2026




#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1025                      | Camouflage     | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2025



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1063                      | Carbon         | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2063




#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1076                      | Flower Power   | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2076



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1030                      | Denim          | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2030



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1066                      | Deutschland I  | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui


420.061.2066



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1064                      | Fussball I     | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1061                      | Lava           | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2061



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1014                      | Fly and Drive  | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2014




#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif   | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1015                      | Fly and Drive II | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2015



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1023                      | Ocean          | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2023




#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif   | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1068                      | Hearts and Roses | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2068




#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1050                      | Ice Age        | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2050



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1090                      | Leopard        | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |


Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1084                      | Manhattan      | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non




#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1056                      | MTV            | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2056



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1091                      | Zebra          | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |


Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1078                      | Punk           | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non




#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1051                      | Regentropfen   | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2051



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1016                      | Sky            | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2016



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1083                      | Starlight      | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif    | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1053                      | Stars and Stripes | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1072                      | Sweetheart     | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2072




#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1069                      | Tattoo         | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2069



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1013                      | Tornado        | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2013



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1079                      | Mystery        | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1031                      | Crazy          | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |


Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1088                      | Pirates        | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1032                      | Flash Light    | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1089                      | Ladybird & Co  | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |


Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1067                      | Pink Skin      | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1052                      | Blue Skin      | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1082                      | Neptun         | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



#### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif  | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1094                      | Comic Explosion | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |


Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer    | Muster / Motif | Breite  | Länge    | Einheit |
|------------------|----------------|---------|----------|---------|
| Numéro d'article |                | Largeur | Longueur | Unité   |
| 451.008.1077     | Comic          | 1500 mm | 1000 mm  | STK     |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer    | Muster / Motif | Breite  | Länge    | Einheit |
|------------------|----------------|---------|----------|---------|
| Numéro d'article |                | Largeur | Longueur | Unité   |
| 451.008.1004     | Bärli blau     | 1500 mm | 1000 mm  | STK     |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer    | Muster / Motif | Breite  | Länge    | Einheit |
|------------------|----------------|---------|----------|---------|
| Numéro d'article |                | Largeur | Longueur | Unité   |
| 451.008.1003     | Bärli rot      | 1500 mm | 1000 mm  | STK     |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



### Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer    | Muster / Motif | Breite  | Länge    | Einheit |
|------------------|----------------|---------|----------|---------|
| Numéro d'article |                | Largeur | Longueur | Unité   |
| 451.008.1096     | Camo blue      | 1500 mm | 1000 mm  | STK     |


Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1092                      | Uni brown      | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |


Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1075                      | Uni violett    | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif           | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1073                      | Uni hautfarben<br>dunkel | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: ja / oui

420.061.2073




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif         | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1074                      | Uni hautfarben<br>hell | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |


Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non



| Kontaktfärbepapier / Papier transfert                    |                |         |          |         |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------|
| Artikelnummer                                            | Muster / Motif | Breite  | Länge    | Einheit |
| Numéro d'article                                         |                | Largeur | Longueur | Unité   |
| 451.008.1019                                             | Uni blau       | 1500 mm | 1000 mm  | STK     |
| Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non |                |         |          |         |




| Kontaktfärbepapier / Papier transfert                    |                |         |          |         |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------|
| Artikelnummer                                            | Muster / Motif | Breite  | Länge    | Einheit |
| Numéro d'article                                         |                | Largeur | Longueur | Unité   |
| 451.008.1021                                             | Uni gelb       | 1500 mm | 1000 mm  | STK     |
| Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non |                |         |          |         |



| Kontaktfärbepapier / Papier transfert                    |                |         |          |         |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------|
| Artikelnummer                                            | Muster / Motif | Breite  | Länge    | Einheit |
| Numéro d'article                                         |                | Largeur | Longueur | Unité   |
| 451.008.1071                                             | Uni pink       | 1500 mm | 1000 mm  | STK     |
| Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non |                |         |          |         |



| Kontaktfärbepapier / Papier transfert                    |                |         |          |         |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------|
| Artikelnummer                                            | Muster / Motif | Breite  | Länge    | Einheit |
| Numéro d'article                                         |                | Largeur | Longueur | Unité   |
| 451.008.1020                                             | Uni rot        | 1500 mm | 1000 mm  | STK     |
| Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non |                |         |          |         |




Kontaktfärbepapier / Papier transfert

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Muster / Motif | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 451.008.1062                      | Uni schwarz    | 1500 mm           | 1000 mm           | STK              |

Laminierstoffe / Matériaux de stratification: nein / non

# Plattenmaterial und Werkzeug / Matériaux en plaques et outillage

Stand: 06.2026 / Änderungen vorbehalten / sous réserve de modifications



## Polyethylen / Polyéthylène LD

Thermoplastisch verformbar bei 150°-165°C, schweisssbar, tiefziehfähig

Thermoplastique, déformable à une température comprise entre 150 °C et 165 °C, soudable, emboutissable

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Farbe Couleur | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Dicke<br>Epaisseur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 451.001.001.030                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 3 mm               | PL               |
| 451.001.001.040                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 4 mm               | PL               |
| 451.001.001.060                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 6 mm               | PL               |
| 451.001.002.020                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 2 mm               | PL               |
| 451.001.002.030                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 3 mm               | PL               |
| 451.001.002.040                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 4 mm               | PL               |
| 451.001.002.050                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 5 mm               | PL               |
| 451.001.002.060                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 6 mm               | PL               |

### Polyethylen / Polyéthylène HD

Thermoplastisch verformbar bei 170°-185°C, schweisssbar, tiefziehfähig

Thermoplastique, déformable à une température comprise entre 170 °C et 185 °C, soudable, emboutissable


| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Farbe Couleur | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Dicke<br>Epaisseur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 451.000.001.020                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 2 mm               | PL               |
| 451.000.001.030                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 3 mm               | PL               |
| 451.000.001.040                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 4 mm               | PL               |
| 451.000.001.050                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 5 mm               | PL               |
| 451.000.001.060                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 6 mm               | PL               |
| 451.000.001.100                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 10 mm              | PL               |
| 451.000.002.020                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 2 mm               | PL               |
| 451.000.002.030                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 3 mm               | PL               |
| 451.000.002.040                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 4 mm               | PL               |
| 451.000.002.050                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 5 mm               | PL               |
| 451.000.002.060                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 6 mm               | PL               |
| 451.000.002.100                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 10 mm              | PL               |

### Polypropylen H

Thermoplastisch verformbar bei 175°-190°C, schweisssbar, tiefziehfähig

Thermoplastique, déformable à une température comprise entre 175 °C et 190 °C, soudable, emboutissable

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Farbe Couleur | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Dicke<br>Epaisseur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 451.002.001.020                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 2 mm               | PL               |
| 451.002.001.030                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 3 mm               | PL               |
| 451.002.001.040                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 4 mm               | PL               |
| 451.002.001.050                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 5 mm               | PL               |
| 451.002.001.060                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 6 mm               | PL               |
| 451.002.002.020                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 2 mm               | PL               |
| 451.002.002.030                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 3 mm               | PL               |
| 451.002.002.040                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 4 mm               | PL               |
| 451.002.002.050                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 5 mm               | PL               |
| 451.002.002.060                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 6 mm               | PL               |
| 451.002.015.080                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1500 mm           | 8 mm               | PL               |
| 451.003.002.010                   | grau /gris    | 1000 mm           | 2000 mm           | 1 mm               | PL               |
| 451.003.002.020                   | grau /gris    | 1000 mm           | 2000 mm           | 2 mm               | PL               |



### Polypropylen Copolymer / Copolymère de polypropylène

Thermoplastisch verformbar bei 175°-190°C, schweisssbar, tiefziehfähig

Thermoplastique, déformable à une température comprise entre 175 °C et 190 °C, soudable, emboutissable

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Farbe Couleur | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | Dicke<br>Epaisseur | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 451.004.001.030                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 3 mm               | PL               |
| 451.004.001.040                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 4 mm               | PL               |
| 451.004.001.050                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 1000 mm           | 5 mm               | PL               |
| 451.004.002.030                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 3 mm               | PL               |
| 451.004.002.040                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 4 mm               | PL               |
| 451.004.002.050                   | weiss / blanc | 1000 mm           | 2000 mm           | 5 mm               | PL               |



### CONEIAK Polierkegel / Cône de polissage

Geeignet für das Schleifen und Polieren von allen gängigen Materialien in der Orthopädie.

Convient au meulage de tous les matériaux thermoplastiques couramment utilisés en orthopédie

**1 Slim:** Für das Polieren und Schleifen von Innenflächen und engen Radien, pour le ponçage et le polissage des surfaces intérieures et des rayons serrés

**2 Tapered:** Für kleine und enge Bereiche, pour les espaces réduits et exigus

**3 Ball Nose:** Für grundlegendes Schleifen und Polieren, pour le ponçage et le polissage

**4 Grooved:** Für das Schleifen von Radien, pour le ponçage des arrondis

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Farbe Couleur | Form<br>Forme | Gewinde<br>Filetage | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| FIL.225440MM                      | blau / bleu   | Slim          | M16                 | STK / PC         |
| FIL.225445                        | blau / bleu   | Slim          | 5/8»                | STK / PC         |
| FIL.225410MM                      | blau / bleu   | Tapered       | M16                 | STK / PC         |
| FIL.225415                        | blau / bleu   | Tapered       | 5/8»                | STK / PC         |
| FIL.225400MM                      | blau / bleu   | Ball Nose     | M16                 | STK / PC         |
| FIL.225405                        | blau / bleu   | Ball Nose     | 5/8»                | STK / PC         |
| FIL.225420MM                      | grau / gris   | Grooved       | M16                 | STK / PC         |
| FIL.225425                        | grau / gris   | Grooved       | 5/8»                | STK / PC         |



### CONEIAK Polierkegelset / Set kit de cônes de polissage

(inklusive Koffer / valise comprise)

| Artikelnummer<br>Numéro d'article | Gewinde<br>Filetage | Ausführung<br>Réalisation | Einheit<br>Unité |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| FIL.225490MM                      | M16                 | je 1 Stück<br>1 pièce de  | SET              |
| FIL.225495                        | 5/8»                | je 1 Stück<br>1 pièce de  | SET              |



**Frey Orthopädie-Bedarf AG** | Panoramaweg 35 | 5504 Othmarsingen | Schweiz  
T +41 62 887 45 00 | F +41 62 887 45 01 | [order@freyortho.ch](mailto:order@freyortho.ch) | [www.freyortho.ch](http://www.freyortho.ch)