

Erkoflex®

Stand: 08. 2026 / Änderungen vorbehalten

Anwendung

- Vorder-, Hinter-, Knöchel- und Peronäuskappen
- Einbauteile
- Innenschäfte
- Probeschuhe
- Probeschäfte bei Amputationen
- Handschienen
- Flexible Versteifung bei diabetisch adaptierten Einlagen und Bettungen

Eigenschaften

- Medizinprodukt
- EVA
- Sehr gut tiefziehfähig
- Dauerelastisch
- Formbeständig
- Flexibel
- Shorehärte 82 Shore A
- Thermisch verformbar bei 100 – 130°C (Heizplatte, Ofen, Heissluftfön)
- Diverse Stärken der Platten



Verarbeitungshinweise

- Ohne Klebstoff, nur durch Wärme mit sich selbst verschweisbar
- Verklebbar mit diversen Materialien der Orthopädie-Schuhtechnik mit handelsüblichen Klebstoffen, z. Bsp. 410.032.040
- Schleifbar mit gängigen Schleifgeräten der Orthopädie- und Schuhtechnik
- Vorpolierbar mit Lamellenscheibe, Hochglanz mit Heissluft

Erkoflex® Color

Artikelnummer	Farbe		Breite	Länge	Dicke	Einheit
ERK.580121	grellrot		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580122	grellgelb		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580123	grellblau		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580124	grellgrün		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580125	grellpink		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite

Artikelnummer	Farbe		Breite	Länge	Dicke	Einheit
ERK.580126	sattrot		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580127	nachtblau		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580128	hellblau		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580131	maroon		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580132	sattgrün		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580133	reinweiss		1000 mm	1000 mm	2 mm	RL
ERK.580134	tiefschwarz		1000 mm	1000 mm	2 mm	RL
ERK.580135	gold		1000 mm	1000 mm	2 mm	RL
ERK.580136	silber		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580141	grellrot		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580142	grellgelb		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580143	grellblau		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580144	grellgrün		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580145	grellpink		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580146	sattrot		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580147	nachtblau		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580148	hellblau		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580151	maroon		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL

Erkoflex® Color

Artikelnummer	Farbe		Breite	Länge	Dicke	Einheit
ERK.580152	sattgrün		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580153	reinweiss		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580154	tiefschwarz		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580155	gold		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL
ERK.580156	silber		1000 mm	1000 mm	4 mm	RL

Erkoflex® Transparent

Artikelnummer	Farbe		Breite	Länge	Dicke	Einheit
ERK.580006	transparent		800 mm	400 mm	6 mm	PL
ERK.580009	transparent		800 mm	400 mm	9 mm	PL
ERK.580012	transparent		800 mm	400 mm	12 mm	PL
ERK.580115	transparent		1000 mm	1000 mm	1,5 mm	PL
ERK.580120	transparent		1000 mm	1000 mm	2 mm	PL
ERK.580130	transparent		1000 mm	1000 mm	3 mm	PL
ERK.580140	transparent		1000 mm	1000 mm	4 mm	PL

FREY
ORTHOPÄDIE-BEDARF